

OROLOGI IN SILICONE PER INFERMIERI



20400 20401 20402 20403 20404 20405

OROLOGI PER INFERMIERE

Orologi da infermiere in silicone con spilla da balia. Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso. Quadrante orologio 35 mm, lunghezza orologio 85 mm. Durata batteria: 12-15 mesi dal giorno di primo utilizzo. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, Arabo.



20403



20411

Codice GIMA	OROLOGI SILICONE		Codice GIMA	OROLOGI SILICONE	
	Rotondo - monocolore			Rotondo - monocolore con astuccio in alluminio	
20400	Bianco		20410	Bianco	
20401	Blu		20411	Blu	
20402	Rosso				Quadrato - monocolore con astuccio in alluminio
20403	Viola				
20404	Rosa		20455	Blu	
20405	Nero				
	Rotondo - multicolore			Quadrato - multicolore	
20420	Rosso & bianco		20460	Lilla e azzurro	
20421	Colorato		20461	Cuori	
20422	Zebra		20462	Fiori	
20423	Bolle		20463	Leopardato	
20424	Foglie		20464	Rose	
20425	Bruco		20465	Orme	
	Guaine silicone - ricambio			Digitale**	
20418	Kit di 6 guaine in silicone*		20480	Blu	

*Guaine di ricambio in silicone per orologi rotondi

**Manuale: GB, FR, IT, ES

20480



20420 20421 20422 20423 20424 20425

20460 20461 20462 20463 20464 20465

20418

FORBICI E PINZE PER INFERMIERI IN ACCIAIO INOX



20513 20500 20512

Forbici per bende - 14 cm



20542 20551 20552

Pinze emostatiche rette - 16 cm



20521 20529 20520

Forbici rette punte alterne - 14 cm

Clip per cintura

Modello	FORBICI* PER BENDE		FORBICI* RETTE - 14 cm	PINZE* EMOSTATICHE - 16 cm
	14 cm	18 cm		
Standard	34129**	34130	26725***	26717
Standard con clip	20500	-	20520	-
Verde	20501	-	20521	20541
Lilla	20502	-	20522	20542
Orme	20509	-	20529	20549
Leopardate	20511	-	20531	20551
Bolle	20512	20492	20532	20552
Cuori	20513	-	20533	20553
Bruco	20514	20494	20534	-

*Strumenti verniciati a polvere non autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C

**15 cm

***14,5 cm

FORBICI UTILITY IN ACCIAIO INOX PER BENDE



20581 20582 20573 20574 20560

Impugnatura in plastica colorata per massimizzare il comfort.

Adatte ad ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso. Autoclavabili a 136°C. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.


FORBICI PER BENDE - conf. da 10			
12 cm	16,5 cm	19 cm	Colore
20560	20570	20580	Nero
-	20571	20581	Blu
-	20572	20582	Rosso
-	20573	20583	Viola
-	20574	20584	Rosa
20590	Catena in acciaio per forbici e pinze		



20590

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATI

TELI SEMPLICI



Tutti i teli chirurgici sono in TNT biaccoppiato di colore azzurro 54 g/m². Confezionati in una busta impermeabile di polietilene sterile (ossido di etilene) da 1 pz., senza lattice.


Codice GIMA	TELI SEMPLICI	Minimo vendita
23600	Telo 50x50	Conf. 100 pz.
23601	Telo 50x75	Conf. 100 pz.
23602	Telo 75x90	Conf. 75 pz.
23604	Telo 100x100	Conf. 50 pz.
23606	Telo 120x150	Conf. 50 pz.
23608	Telo 150x200	Conf. 25 pz.

TELI CON LATO ADESIVO



Codice GIMA	TELI CON LATO ADESIVO	Minimo vendita
23610	Telo 50x50	Conf. 100 pz.
23611	Telo 50x75	Conf. 100 pz.
23612	Telo 75x90	Conf. 75 pz.
23614	Telo 100x100	Conf. 50 pz.
23617	Telo 180x200	Conf. 25 pz.
23618	Telo 150x240	Conf. 25 pz.

TELI CON FORO ADESIVO CENTRALE




Telo con foro Ø 10 cm

Telo con foro 6x9 cm

Codice GIMA	TELI CON FORO ADESIVO CENTRALE	Minimo vendita
23620	Telo 50x75 - foro 6x9 cm	Conf. 75 pz.
23622	Telo 75x90 - foro 6x9 cm	Conf. 75 pz.
23623	Telo 75x90 - foro Ø 10 cm	Conf. 75 pz.
23624	Telo 100x100 foro Ø 10 cm	Conf. 50 pz.
23625	Telo 100x150 - foro 9x18 cm	Conf. 25 pz.
23626	Telo 120x150 - foro Ø 10 cm	Conf. 25 pz.


TELI STERILI IN TNT PER CHIRURGIA OFTALMICA

Foro 6x9 cm con film da incisione. Sacca per raccolta liquidi e barretta conformabile.




• 23634 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 80x100 cm - sterile - conf. da 40 pz.

Foro 10x10 cm con film da incisione. Doppia sacca per raccolta liquidi e barretta conformabile.



• 23635 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 160x160 cm - sterile - conf. da 15 pz.

Foro Ø 11 cm con film da incisione. Doppia sacca 35x73 cm per raccolta liquidi e barretta conformabile per setto nasale. Avvolto in carta crespa.



• 23636 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 160x260 cm - sterile - conf. da 10 pz.


TELI CHIRURGICI IN COTONE



- 26495 TELO 90x150 cm
 - 26496 TELO 150x150 cm
 - 26497 TELO 250x150 cm
- Telo di alta qualità, 100% cotone, colore verde. Produzione europea.

TELO DA INCISIONE - STERILE

Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento. Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni. Telo da incisione in poliuretano adesivizzato.



Codice GIMA	MISURA AxB	MISURA AxC	Minimo Vendita
23628	45x50 cm	45x40 cm	Conf. da 10 pz.
23630	30x35 cm	30x25 cm	Conf. da 50 pz.
23631	45x50 cm	45x40 cm	Conf. da 50 pz.
23632	60x65 cm	60x55 cm	Conf. da 50 pz.


TELI CHIRURGICI IN POLIESTERE O MICROFIBRA

TELI IN POLIESTERE TESTURIZZATI 100%

Studiati per sostituire i classici teli in cotone nelle sale operatorie. Vantaggi:

- non rilasciano particelle di polvere o fibre di cotone che potrebbero causare infezioni durante gli interventi
- adatti a diversi usi:
 - come telo sotto il paziente
 - come salvietta
 - per tamponare, grazie alle sue proprietà assorbenti
 - come pre e post lenzuolo chirurgico grazie alla capacità di mantenere una giusta temperatura corporea

Tessuto in poliestere testurizzato



- 41000 TELO POLIESTERE 90x150 cm - azzurro
- 41001 TELO POLIESTERE 150x150 cm - azzurro
- 41002 TELO POLIESTERE 250x150 cm - azzurro

TELI IN MICROFIBRA

(99% poliestere + 1% fibra di carbonio)

La linea di teli in microfibra è concepita per le sale operatorie. Le caratteristiche e i vantaggi sono molteplici:

- non assorbono i liquidi, mantenendo il piano operatorio asciutto;
 - non rilasciano particelle di polvere o fibre che potrebbero causare infezioni ai pazienti;
- I teli GIMA sono composti da poliestere e fibre di carbonio. L'aggiunta di tali fibre di carbonio serve da protezione contro potenziali scariche elettriche.


Tessuto in microfibra



- 41009 TELO MICROFIBRA 90x150 cm - verde
- 41010 TELO MICROFIBRA 150x150 cm - verde
- 41011 TELO MICROFIBRA 250x150 cm - verde


Le dimensioni del telo possono variare di ±5% a causa del procedimento in fase di produzione

SET CHIRURGICI STERILI




Set universale in TNT biaccoppiato - sterile

- **23640 SET UNIVERSALE - sterile - conf. da 10 pz.**
- 1 telo tavolo madre 150x200 cm con fascia centrale assorbente
- 1 federa di mayo 80x145 cm
- 1 telo testa 150x240 cm adesivo
- 1 telo piedi 180x200 cm adesivo
- 2 teli laterali 75x90 cm adesivo
- 4 salviette asciugamani 35x40 cm
- 1 striscia adesiva 10x50 cm
- 1 velcro passacavo 2,5x20 cm




Set ginecologia in TNT biaccoppiato - sterile

- **23641 SET GINECOLOGIA - sterile - conf. da 8 pz.**
- 1 telo tavolo madre 150x200 cm con fascia centrale assorbente
- 1 federa di mayo 80x145 cm
- 1 telo per ginecologia 290x240 cm con foro adesivo, gambali incorporati, sacca
- raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- 1 telo 75x90 cm
- 1 film da incisione 35x50 cm
- 3 strisce adesive 10x50 cm
- 4 salviette asciugamani 35x40 cm




Set artroscopia ginocchio in TNT biaccoppiato - sterile

- **23642 SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO - sterile - conf. da 8 pz.**
- 1 telo tavolo madre 150x200 cm con fascia centrale assorbente
- 1 federa di mayo 80x145 cm
- 1 telo 150x180 cm standard
- 1 telo per artroscopia ginocchio 230x320 cm con foro elastico e sacca raccolta liquidi
- 1 stockinette 22x75 cm
- 3 strisce adesive 10x50 cm
- 4 salviette asciugamani 35x40 cm




Set per chirurgia della mano in TNT SMS - sterile

- **23643 SET MANO - sterile - conf. da 8 pz.**
- 1 telo tavolo madre 100x150 cm con fascia centrale assorbente
- 1 telo 100x100 cm standard
- 2 salviette asciugamani 35x40 cm
- 1 telo per chirurgia della mano a "T" 370x190x290 cm con foro elastico 5 cm e velcri fissacavo



Set parto cesareo in TNT SMS - sterile

- **23644 SET PARTO CESAREO - sterile - conf. da 8 pz.**
- 1 telo tavolo madre 150x200 cm con fascia centrale assorbente
- 1 federa di mayo 80x145 cm
- 1 telo per parto cesareo 260x200x310 cm con film da incisione e sacca raccolta liquidi
- 1 telo neonato 75x90 cm



Set urologia per TUR in TNT SMS - sterile

- **23645 SET UROLOGIA PER TUR - sterile - conf. da 8 pz.**
- 1 telo tavolo madre 100x150 cm con fascia centrale assorbente
- 1 telo urologia per TUR 200x280x220 cm con foro perineale, foro subpubico,
- sacca raccolta liquidi con filtro, adesivo e lacci
- 1 guaina copritelecamera 13x250 cm
- 2 salviette asciugamani 35x40 cm




In TNT biaccoppiato. Fascia in polipropilene

- **23650 Telo tavolo madre sterile 150x200 cm - conf. da 20 pz.**



- **23651 Federa di Mayo sterile 80x145 cm - conf. da 40 pz.**



Foro 15x80 cm In TNT biaccoppiato sterile

- **23652 Telo 200x240 cm con taglio a U adesivo - conf. da 15 pz.**




In TNT biaccoppiato sterile

- **23653 Coppia di gambali 75x130 cm per urologia-ginecologia - conf. da 20 pz.**



Con 2 scomparti In polietilene opaco sterile

- **23654 Tasca adesiva portastrumenti 35x42 cm - conf. da 100 pz.**



In PE trasparente sterile

- **23655 Guaina copritelecamera 13x250 cm - conf. da 100 pz.**



In PE trasparente sterile

- **23656 Sacchetto copristrumento 75x90 cm - conf. da 100 pz.**



Sterile

- **23657 Striscia adesiva 10x50 cm - conf. da 200 pz.**

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD

Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 (AISI 420 per le forbici) con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati. Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.
Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



PORTA AGHI IN CARBURO DI TUNGSTENO - AISI 410

PORTA AGHI MICRO TC - AISI 410




26544 Porta aghi - Webster - 12,5 cm



26540 Porta aghi - Olsen Hegar - 14 cm
26541 Porta aghi - Olsen Hegar - 16,5 cm
26542 Porta aghi - Olsen Hegar - 19 cm



26550 Castroviejo - retto - 14 cm - punta liscia
26552 Castroviejo - curvo - 14 cm - punta liscia
26553 Castroviejo - retto - 14 cm - punta ruvida
26555 Castroviejo - curvo - 14 cm - punta ruvida
26551 Castroviejo - retto - 18 cm - punta ruvida
26556 Castroviejo - retto - 21 cm - punta ruvida
26557 Castroviejo - curvo - 21 cm - punta ruvida




26546 Porta aghi - Crile Wood - 15 cm
26547 Porta aghi - Crile Wood - 18 cm
26545 Porta aghi - Crile Wood - 20 cm



26536 Porta aghi - Mathieu - 14 cm
26537 Porta aghi - Mathieu - 17 cm
26538 Porta aghi - Mathieu - 20 cm



26554 Castroviejo - 13 cm




26539 Porta aghi - Mayo Hegar - 14 cm
26530 Porta aghi - Mayo Hegar - 16 cm
26531 Porta aghi - Mayo Hegar - 18 cm
26532 Porta aghi - Mayo Hegar - 20 cm
26535 Porta aghi - Mayo Hegar - 24 cm
26533 Porta aghi - Mayo Hegar - 26 cm
26534 Porta aghi - Mayo Hegar - 30 cm



26548 Porta aghi Gillies - 16 cm



Liscio
38600 Barraquer Micro - 13 cm - punte lisce - con chiusura



26549 Porta aghi Derf - 12 cm



38610 Arruga - retto - 16 cm punte lisce
38611 Arruga - curvo - 16 cm punte lisce

PINZE IN CARBURO DI TUNGSTENO - AISI 410

TRONCHESINI - AISI 410



26560 Adson - 12 cm
26561 Adson 1x2 denti - 12 cm



MORSI DI QUALITÀ TEDESCA
38552 Cushing - 18 cm
38554 Cushing Taylor - 18 cm - punte ruvide



26570 Tronchesino - 14 cm. - per filo morbido 0-1 mm
26571 Tronchesino - 18 cm. - per filo spesso fino a 1,6 mm
26572 Tronchesino - 23 cm. - per filo spesso fino a 2,0 mm



26562 Pinze Adson micro - 12 cm - 1x2 denti
26563 Pinze Adson micro - 15 cm - 1x2 denti




38560 Gerald - 17 cm - punte ruvide



26575 Tieni filo - 18 cm



26558 Pinzette Gillies - 15 cm - 1x2 denti



38565 Mc Indoe - 15 cm - punte ruvide



26564 Duval - 20 cm

26565 Pinzette Potts Smith - 15 cm
26566 Pinzette Potts Smith - 18 cm
26567 Pinzette Potts Smith - 20 cm
26568 Pinzette Potts Smith - 23 cm
26569 Pinzette Potts Smith - 25 cm

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD

FORBICI - AISI 420 - CARBURO DI TUNGSTENO

PUNTE CON
DOPPIA
SALDATURA

Qualità tedesca

- 26500 Forbici rette punte alterne - 14,5 cm
- 26501 Forbici rette punte smusse - 14,5 cm
- 26502 Forbici rette punte acute - 14,5 cm
- 26503 Forbici curve punte alterne - 14,5 cm
- 26504 Forbici curve punte smusse - 14,5 cm
- 26505 Forbici curve punte acute - 14,5 cm



- 26510 Forbici Metzenbaum - rette - 14 cm
- 26511 Forbici Metzenbaum - rette - 18 cm
- 26512 Forbici Metzenbaum - rette - 20 cm
- 26514 Forbici Metzenbaum - curve - 14 cm
- 26515 Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm
- 26516 Forbici Metzenbaum - curve - 20 cm




- 38510 Forbici Mayo Stille - rette - punte smusse - 15 cm
- 38511 Forbici Mayo Stille - curve - punte smusse - 15 cm
- 38514 Forbici Mayo Stille - rette - punte smusse - 17 cm
- 38515 Forbici Mayo Stille - curve - punte smusse - 17 cm



- 26526 Forbici Iris - rette - 11,5 cm
- 26527 Forbici Iris - curve - 11,5 cm



- 26520 Forbici Mayo - rette - 14,5 cm
- 26521 Forbici Mayo - rette - 18 cm
- 26524 Forbici Mayo - rette - 23 cm
- 26522 Forbici Mayo - curve - 14,5 cm
- 26523 Forbici Mayo - curve - 18 cm
- 26525 Forbici Mayo - curve - 23 cm



- 38520 Forbici Kelly - rette - punte acute - 16 cm
- 38521 Forbici Kelly - curve - punte acute - 16 cm



- 26528 Forbici Goldman Fox - rette - 13 cm
- 26529 Forbici Goldman Fox - curve - 13 cm



- 38530 Forbici Lister - 14 cm
- 38532 Forbici Lister - 18 cm



- 26507 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 25°
- 26508 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 45°
- 26509 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 60°
- 26517 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 25°
- 26518 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 45°
- 26519 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 60°



- 26506 Forbici Universali - 12 cm

KEVORKIAN - INOX



26490

Morso classico Kevorkian (quattro denti 9x3 mm sulla ganasce inferiore)

- 26490 PINZA PER BIOPSIA KEVORKIAN - 20 cm

Manico zigrinato

MINI-TISCHLER - INOX



26491

Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore

- 26491 MINI-TISCHLER - rette - extra lunghe - 25 cm

Manico zigrinato

TISCHLER - INOX



26492


26493

Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore

- 26492 TISCHLER KEVORKIAN - extra lunghe - 25 cm
- 26493 TISCHLER - rette - extra lunghe - 25 cm

Manico zigrinato

FORBICI SUPER CUT



26488

Bordo affilato

Dentellatura ultrafine

FORBICI SUPER CUT

Le forbici Supercut hanno una lama superiore molto affilata che taglia facilmente attraverso i tessuti. La lama inferiore è dotata di micro scanalature per tenere il tessuto ed evitare che scivoli.

Inserto di carburo di tungsteno levigato combinato con bordo affilato

Inserto di carburo di tungsteno con dentellatura ultrafine

- 26488 FORBICI SUPER CUT METZENBAUM - curve - 15 cm
- 26489 FORBICI SUPER CUT METZENBAUM - curve - 18 cm

- 26485 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 14 cm
- 26486 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 17 cm
- 26487 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 20 cm

PORTA AGHI IN ACCIAIO INOX

PORTA AGHI CRILE WOOD



- 26852 Porta aghi Crile Wood - 15 cm
26878 Porta aghi Crile Wood - 18 cm
26879 Porta aghi Crile Wood - 20 cm

PORTA AGHI MAYO HEGAR



- 26818 Porta aghi Mayo Hegar - 14 cm
26732 Porta aghi Mayo Hegar - 16 cm
26819 Porta aghi Mayo Hegar - 18 cm
26733 Porta aghi Mayo Hegar - 20 cm

PORTA AGHI MATHIEU



- 26741 Porta aghi Mathieu - 14 cm
26730 Porta aghi Mathieu - 16 cm
26731 Porta aghi Mathieu - 20 cm

FORBICI CHIRURGICHE IN ACCIAIO INOX

FORBICI PUNTE ALTERNE



- 26754 Forbici rette punte alterne - 11,5 cm
26725 Forbici rette punte alterne - 14,5 cm
26729 Forbici rette punte alterne - 16 cm
26853 Forbici rette punte alterne - 18 cm
26726 Forbici rette punte alterne - 20 cm
26755 Forbici curve punte alterne - 11,5 cm
26727 Forbici curve punte alterne - 14,5 cm
26756 Forbici curve punte alterne - 16 cm
26854 Forbici curve punte alterne - 18 cm
26728 Forbici curve punte alterne - 20 cm

FORBICI PUNTE SMUSSE



- 26855 Forbici rette punte smusse - 11,5 cm
26740 Forbici rette punte smusse - 14,5 cm
26856 Forbici rette punte smusse - 16 cm
26857 Forbici rette punte smusse - 18 cm
26887 Forbici rette punte smusse - 20 cm
26888 Forbici curve punte smusse - 11,5 cm
26742 Forbici curve punte smusse - 14,5 cm
26889 Forbici curve punte smusse - 16 cm
26890 Forbici curve punte smusse - 18 cm
26891 Forbici curve punte smusse - 20 cm

FORBICI PUNTE ACUTE



- 26892 Forbici rette punte acute - 11,5 cm
26744 Forbici rette punte acute - 14,5 cm
26893 Forbici rette punte acute - 16 cm
26894 Forbici rette punte acute - 18 cm
26895 Forbici rette punte acute - 20 cm
26896 Forbici curve punte acute - 11,5 cm
26746 Forbici curve punte acute - 14,5 cm
26897 Forbici curve punte acute - 16 cm
26898 Forbici curve punte acute - 18 cm
26899 Forbici curve punte acute - 20 cm

FORBICI PER BENDE - LISTER




- 34125 Forbici Lister - 11 cm
34129 Forbici Lister - 16 cm
34130 Forbici Lister - 18 cm

FORBICI CHIRURGICHE MAYO STILLE



- 26846 Forbici Mayo - stille rette - 14,5 cm
26847 Forbici Mayo - stille rette - 18 cm
26848 Forbici Mayo - stille rette - 20 cm
26849 Forbici Mayo - stille curve - 14,5 cm
26850 Forbici Mayo - stille curve - 18 cm
26851 Forbici Mayo - stille curve - 20 cm

FORBICI CHIRURGICHE METZENBAUM



- 26840 Forbici Metzenbaum - rette - 14,5 cm
26841 Forbici Metzenbaum - rette - 18 cm
26843 Forbici Metzenbaum - curve - 14,5 cm
26844 Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm

PINZA/FORBICI RIMUOVI PUNTI



- 26737 Forbici Spencer - 13 cm per suture


- 26722 Pinza leva punti Michel - 12 cm

FORBICI IRIS



- 26822 Forbici Iris - rette - 11,5 cm
26824 Forbici Iris - curve - 11,5 cm

FORBICI MICRO PER SUTURA RIBBON



- 26956 Forbici Ribbon - rette - 9,5 cm
26957 Forbici Ribbon - curve - 9,5 cm
26958 Forbici Ribbon - rette - 12 cm
26959 Forbici Ribbon - curve - 12 cm


FORBICI PER PARTO



- 26827 Forbici ombelicali modello Usa - 10,5 cm

- 26874 Forbici episiotomia Brown Sadler - 14 cm

SONDE DERMA



- 26825 Katsch - 14 cm


- 26826 Uncino Gillies - 13 cm - piccolo

- 26821 Unna rotonda - 14 cm

- 26820 Unna ovale - 14 cm

- 26823 Pinzetta rotonda - 9 cm

BISTURI, SONDE






























- 26698 Bisturi retto - 13 cm
26703 Bisturi retto - 17,5 cm

- 26699 Bisturi panciuto - 13 cm
26704 Bisturi panciuto - 17,5 cm

- 26701 Sonda fine - D - 15 cm - Ø 2 mm

- 26702 Sonda Butterfly - 14,5 cm

STRUMENTI IN ACCIAIO INOX

PINZE REGGITELI	PINZE EMOSTATICHE	PINZE PER MEDICAZIONI	
 <p>26743 Pinza Backhaus - 9 cm 26736 Pinza Backhaus - 11 cm 26747 Pinza Backhaus - 13,5 cm</p>  <p>26739 Pinza Backhaus per TNT- 13 cm</p>	 <p>26714 Pinza Mosquito - retta - 12,5 cm 26872 Pinza Mosquito - retta - 14 cm 26715 Pinza Mosquito - retta - 16 cm 26716 Pinza Mosquito - curva - 12,5 cm 26873 Pinza Mosquito - curva - 14 cm</p>	 <p>26745 Pinza Pean - 14 cm 26720 Pinza Pean - 16 cm 26710 Pinza Pean - 20 cm</p>  <p>Anelli dentati</p>	
PINZETTE			
 <p>26690 Pinza anatomica - 12 cm 26705 Pinza anatomica - 14 cm 26691 Pinza anatomica - 16 cm 26706 Pinza anatomica - 18 cm 26752 Pinza anatomica - 20 cm</p>	 <p>26757 Pinza Kelly - retta - 14 cm 26717 Pinza Kelly - retta - 16 cm 26758 Pinza Kelly - curva - 14 cm 26718 Pinza Kelly - curva - 16 cm</p>	 <p>26800 Pinza Foerster - 20 cm 26801 Pinza Foerster - 25 cm</p>  <p>26805 Pinza Foerster "anelli piccoli" - 25 cm</p>	
 <p>26692 Pinza chirurgica - 12 cm 1x2 denti 26707 Pinza chirurgica - 14 cm 1x2 denti 26693 Pinza chirurgica - 16 cm 1x2 denti 26708 Pinza chirurgica - 18 cm 1x2 denti 26753 Pinza chirurgica - 20 cm 1x2 denti</p>	 <p><i>Rette</i> <i>Curve</i></p> <p>26828 Pinza Kocher - retta - 14 cm - 1x2 26711 Pinza Kocher - retta - 16 cm - 1x2 26829 Pinza Kocher - retta - 18 cm - 1x2 26712 Pinza Kocher - retta - 20 cm - 1x2 26831 Pinza Kocher - curva - 14 cm - 1x2 26832 Pinza Kocher - curva - 16 cm - 1x2 26833 Pinza Kocher - curva - 18 cm - 1x2 26834 Pinza Kocher - curva - 20 cm - 1x2</p>	 <p>26845 Pinza Duval 14 cm x 10 mm</p>  <p><i>Curve</i> <i>Rette</i></p>	
 <p><i>Adson senza denti</i></p> <p>26750 Pinza Adson - 12 cm 26751 Pinza Adson - 12 cm - 1x2 denti 26694 Pinza Adson micro - 12 cm 26695 Pinza Adson micro - 12 cm - 1x2 denti</p>	 <p>26749 Pinza Klemmer - retta - 14 cm 26709 Pinza Klemmer - retta - 16 cm 26835 Pinza Klemmer - retta - 18 cm 26713 Pinza Klemmer - retta - 20 cm 26836 Pinza Klemmer - curva - 14 cm 26837 Pinza Klemmer - curva - 16 cm 26838 Pinza Klemmer - curva - 18 cm 26839 Pinza Klemmer - curva - 20 cm</p>	 <p>26734 Pinza Crile - retta - 16 cm 26735 Pinza Crile - curva - 16 cm</p>  <p>26721 Pinza Allis - 15 cm - 4x5 denti 26759 Pinza Allis - 19 cm - 5x6 denti</p>	
 <p>26724 Pinza punte fini - 12 cm</p> <p>26977 Pinza Dissezione English Toe retta - 14 cm</p>	 <p>26978 Pinza Mixer - 23 cm</p>	 <p>26986 Pinza Cheron - 25 cm</p>	
PINZE ANESTESIA	PINZA OSTETRICIA/GINECOLOGIA	PINZE PER TAMPONI	
 <p>34005 Pinza Collin - 20 cm</p>  <p>34001 Pinza Magill - 15 cm - neonati 34002 Pinza Magill - 20 cm - bambini 34003 Pinza Magill - 25 cm - adulti</p>	 <p>26979 Pinza Museux Vulsellum 8 mm - retta - 24 cm</p> <th data-bbox="561 1881 1034 1912">PINZE PER TAGLIO OSSEO</th>  <p>26983 Pinza Luer - 15 cm - bordo affilato</p>  <p>26984 Pinza Ruskin Liston - 18 cm</p>	PINZE PER TAGLIO OSSEO	 <p>26987 Pinza Rampley - 18 cm 26988 Pinza Rampley - 24 cm</p>  <p>26811 Pinza Bozeman retta - 26 cm 26812 Pinza Bozeman curva - 26 cm</p>

KIT STRUMENTI ACCIAIO

INOX



Codice GIMA	KIT DI STRUMENTI IN BORSETTA O SCATOLA ALLUMINIO	26701	26702	26703	26704	26705	26707	26709	26722	26723	26724	26725	26730	26732
26760	Trousse standard - borsa poliestere	SONDA	SONDA BUTTERFLY	BISTURI RETTO	BISTURI PANCIUO	PINZA ANATOMICA	PINZA CHIRURGICA	PINZA KLEMMER	PINZA LEVAPUNTI	UNCINO	PINZA PUNTE FINI	FORBICI SMUSSE/ACUTE	PORTA AGHI MATHIEU	PORTA AGHI MAYO HEGAR
26761	Trousse classica - borsa poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26762	Trousse suprema - borsa poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26768	Trousse suprema - scatola allum.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SET IN ACCIAIO INOX PER MEDICAZIONE, SUTURA E PARTO



• 26963 SET MEDICAZIONE - 8 PEZZI • 26965 SET SUTURA - 12 PEZZI



• 26966 SET PER PARTO - 25 PEZZI

CONTENUTO SET	26963	26965	26966
Bacinella reniforme 20 cm - media	•	•	•
Bacinella reniforme 25 cm - grande	•	•	•
Catino 150 ml - medio	•	•	•
Porta aghi Mayo Hegar - 18 cm	•	•	•
Forbici episiotomia Brown Sadler - 14 cm	•	•	•
Pinza Kocher - retta - 16 cm	•	•	•
Pinza Kocher - retta - 18 cm	•	•	•
Pinza Kocher - curva - 16 cm	•	•	•
Pinza per bende (Thumb) - 16 cm	•	•	•
Pinza English TOE - liscia - 14 cm	•	•	•
Pinza English TOE - liscia - 18 cm	•	•	•
Pinza dentata 1x2 - 14 cm	•	•	•
Forbici da sutura e legatura- Heath - 15 cm	•	•	•
Forbici Mayo - rette - 15 cm	•	•	•
Forbici da intervento acutelsmusse - rette - 15 cm	•	•	• 2 pz.
Forbici da intervento acutelsmusse - curve - 15 cm	•	•	• 2 pz.
Pinza per tamponi Rampley - retta - 18 cm	•	•	•
Pinza per tamponi Rampley - retta - 24 cm	•	•	•
Pinza Museux Vulsellum 8 mm - retta - 24 cm	•	•	• 2 pz.
Speculum vaginale Cusco - piccolo	•	•	•
Speculum vaginale Cusco - medio	•	•	•
Speculum vaginale Cusco - grande	•	•	•
Speculum vaginale Sims - piccolo	•	•	•
Speculum vaginale Sims - medio	•	•	•
Speculum vaginale Sims - grande	•	•	•
Forbici ombelicali Brevetto USA - 10,5 cm	•	•	•
Vassoio strumenti con coperchio 25x30x6,2 cm	•	•	•
Vassoio strumenti con coperchio 30x20x5 cm	•	•	•
Vassoio strumenti con coperchio 45x30x6,2 cm	•	•	•

STRUMENTARIO PER GINECOLOGIA



- 26807 Cannula aspirazione Novak - 23 cm - Ø 4 mm
- 26804 ★ Isterometro Sims - malleabile - 33 cm - argentato
- 26816 Isterometro Martin - 30 cm - malleabile - impugnatura in ottone, filo di rame
- 26803 ★ Forbici Bosch/Sims - 23 cm
- 26802 ★ Pinza Schroeder - 25 cm (Pozzi-Palmer)
- 26801 ★ Pinza Foerster - 25 cm




26817 Set dilatatori di Hegar - cromati Include 14 dilatatori Ø 4-17 mm



• 26884 SET DI 3 DIVARICATORI SIMS

- Cannula rigida con punta affilata
- 26813 Curette uterine Sims - affilate - 8 mm - 26 cm
- 26814 Curette uterine Sims - affilate - 9 mm - 26 cm
- 26815 Curette uterine Sims - affilate - 14 mm - 26 cm



- 26806 Pinza biopsia Schumacher - 24 cm
- 26808 Pinza biopsia Schuber - 21 cm
- 26809 Endospeculum Kogan - 24 cm
- 26811 Pinza medicazione Bozeman - retta - 26 cm
- 26812 Pinza medicazione Bozeman - curva - 26 cm



• 26810 KIT GINECOLOGIA Comprende i 4 strumenti marcati con ★ in astuccio nylon.



26810

STRUMENTI ORL IN ACCIAIO INOX



Abbassalingua
 25620 Abbassalingua Mayo - 17 cm
 25621 Abbassalingua Bruenings - finestrato - 19 cm ●
 25623 Abbassalingua Tobold



Speculum - naso/orecchio
 26774 Speculum nasale Voltolini reg. - misura 2 ●
 26775 Speculum nasale Voltolini reg. - misura 0
 26770 Set 3 speculum Hartmann - Ø 4, 5, 6 mm ●
 26784 Divaricatore nasale Thudicum



Pinze e Forbici - naso/orecchio
 26773 Pinza a baionetta Lucae - 14 cm ●
 26783 Pinza auricolare Troeltsch - 12 cm
 26779 Pinza auricolare Hartmann - 14 cm
 26781 Forbici Heymann - 18 cm



Cannule aspirazione
 26795 Cannula aspirazione Frazier Ø2 mm (18 cm)
 26796 Cannula aspirazione Frazier Ø3 mm (18 cm)
 26793 Cannula aspirazione Frazier Ø4 mm (18 cm)
 26794 Cannula aspirazione Frazier Ø5 mm (18 cm)
 26797* Cannula aspirazione Rosen Ø 1,5 mm (15,5 mm)
 26798* Cannula aspirazione Rosen Ø 3 mm (16,1 mm)
 *Con adattatore LUER e valvola a sfera



Uncini e Portacotone
 26771 Uncino Lucae - 14 cm (5'4") ●
 26769 Uncino Lucae - fine - 14 cm (5'4")
 26790 Ansa Billeau - 16 cm
 26785 Portacotone - 16 cm



Killian/Hartmann pinze nasali
 26792 Pinze nasali Killian/Hartmann - 14 cm/ 15 mm
 26778 Pinze nasali Killian/Hartmann - 14 cm/ 22 mm
 26772 Pinze nasali Killian/Hartmann - 14 cm/35mm ●
 26776 Pinze nasali Killian/Hartmann- 14 cm/50mm
 26764 Pinze nasali Killian/Hartmann- 14 cm/75mm
 26777 Pinze nasali F. O. Killian - 14 cm/75mm
 26765 Speculum nasale Tieck Halle - 13,5 cm

Codice GIMA	Pinze auricolari Hartmann			Disegno
	mm			
	A	B	C	
26782	90	11	0,6	
Micro-pinze Hartmann				
26786	80	6	0,3	
26787	80	4	0,6	

● **26788 MICRO PINZA A CUCCHIAIO**
 A = 80 mm, B = 4 mm


● **26789 MICRO FORBICI BELLUCCI**
 A = 80 mm, B = 4 mm
 C = 1 mm

● **26791 MICRO PUNCH AURICOLARE**
 A = 80 mm, B = 4 mm



● **26780 KIT ORL** Contiene tutti gli strumenti marcati con ● in una scatoletta di alluminio (cod. 26665) 21x10xh 5 cm

FORNELLO AD ALCOL E SPECCHIETTI LARINGE



● **31616 MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE - 12,5 cm**
 ● **31615 MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE - 8 cm**
 31615+31606
 31616+31605

Codice GIMA	SPECCHIETTI LARINGE - PIANI - 13 cm	Minimo vendita
31600	Specchietto numero 000 diametro 10 mm	10 pz. assortiti
31601	Specchietto numero 00 diametro 12 mm	
31602	Specchietto numero 0 diametro 14 mm	
31603	Specchietto numero 1 diametro 16 mm	
31604	Specchietto numero 2 diametro 18 mm	
31605	Specchietto numero 3 diametro 20 mm	
31606	Specchietto numero 4 diametro 22 mm	
31607	Specchietto numero 5 diametro 24 mm	
31608	Specchietto numero 6 diametro 26 mm	

● **31612 SERIE 9 SPECCHI LARINGE 000-6**
 La serie è composta da 9 specchietti da 000 a 6. Gli specchietti hanno tutti diametro differente che varia da 10 mm a 26 mm. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT.

● **31614 FORNELLO AD ALCOL - 100 ml**
 In acciaio inossidabile AISI 304, coperchio in ottone che impedisce la decolorazione.

LAME SGORBIE E MANICI

LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterili
Lame sgorbie chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per mani, piedi e cura della pelle. Ogni lama è sterilizzata mediante



LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - STERILI			
Codice GIMA		codice	
22501	Lame 1 - conf. da 50 pz	22506	Lame 6 - conf. da 50 pz
22502	Lame 2 - conf. da 50 pz	22508	Lame 8 - conf. da 50 pz
22503	Lame 3 - conf. da 50 pz	22510	Lame 10 - conf. da 50 pz
22504	Lame 4 - conf. da 50 pz	22512	Lame 12 - conf. da 50 pz
22505	Lame 5 - conf. da 50 pz	22515	Lame 15 - conf. da 50 pz

raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina ad apertura rapida. Le lame sgorbie si possono inserire nel manico n. 3 e nel manico speciale. Ampia gamma di misure.




MANICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE	
Codice GIMA	
22520	Manico speciale per lame sgorbie - acciaio inossidabile
26913	Manico n. 3 per lame sgorbie/bisturi - acciaio inossidabile - vedere pag. 61

*Compatibile con lame da 10 a 15

STRUMENTARIO IN ACCIAIO INOX PER PODOLOGIA

FORBICI PINZETTE RASPE/LIME PEDICURE



26870 Forbicine manicure - curve - acute - 9 cm
26871 Forbicine unghie - curve - acute - 9 cm
39700 Forbici per cuticole - curve - acute - 9,5 cm
39710 Forbicine da narice - rette con punte arrotondate 9 cm
39720 Forbici dissezione - rette - acute - 11,5 cm



26875 Pinzetta - 9 cm
26876 Pinzetta - 9,5 cm
39730 Escavatore ad anelli - 11 cm
39735 Lima per unghie - 13,5 cm
39740 Escavatore - 13 cm
39746 Scalpello per unghie - 14,5 cm



39790 Raspa doppia faccia - 21,5 cm - impugnatura in metallo
39792 Raspa doppia faccia - 23,5 cm - impugnatura in plastica
39794 Raspa doppia faccia - 24 cm - impugnatura in metallo
39798 Tagliacalli - 14,5 cm - impugnatura in plastica
Compatibile con lame Credo™

TRONCHESINI



26880 Tronchesino unghie - 14 cm
26881 Tronchesino morso angolato - 14 cm
26882 Tagliaunghie a 4 cardini - 16 cm - con molla a spirale
26883 Tronchesino unghie incarnite - 11,5 cm
26885 Tronchesino cuticole - 11,5 cm
26886 Tronchesino unghie - 12,5 cm
39760 Tronchesino cuticole - 10 cm
39770 Tagliaunghie - 14 cm - con molla a spirale

KIT PODOLOGIA IN ACCIAIO INOX



• **39800 KIT A CUORE - blu**
Tronchesino cuticole 10 cm, tagliaunghie 10 cm, forbici unghie 9,5 cm, limetta unghie 10 cm, spingipelle a doppia punta 12 cm, pinzetta 10 cm



• **39805 KIT ACCIAIO**
Tagliaunghie 10 cm, Forbici unghie 9,5 cm, Forbici per cuticole 9,5, Spingipelle a doppia punta 12 cm, Spingipelle e pulitore 13 cm, Pinzetta 9 cm, Limetta unghie con impugnatura in plastica bianca 9 cm.



• **39810 KIT PROFESSIONALE**
Tagliaunghie a forma di luna 14 cm, tronchesino angoli 13 cm, taglia cuticole 10 cm, forbicine 14 cm, manico No. 4 13,5 cm, pinzette 12 cm, Levacomodoni 14 cm, coltellino e pulitore a doppia punta 16 cm, limetta unghie 12 cm, Limetta unghie con impugnatura in plastica bianca 13 cm, spatola a doppia punta 15 cm

STRUMENTARIO DENTALE IN ACCIAIO INOX

PINZE PER ESTRAZIONE - PER MASCELLA



60040
Set di 10 portaimpronte perforati (5 inf + 5 sup)



60045
Set di 10 portaimpronte non perforati (5 inf + 5 sup)
I set portaimpronte hanno le seguenti dimensioni

MISURE SUPERIORI mm	
	U1 U2 U3 U4 U5
A	62 60 53 54 52
B	83 75 73 69 68

MISURE INFERIORI mm	
	L1 L2 L3 L4 L5
A	63 61 57 60 53
B	82 81 78 74 71

<i>Incisivi e canini</i>	<i>Incisivi e premolari</i>	<i>Premolari sup</i>	<i>Molari, dx</i>	<i>Molari, sx</i>	<i>Radici</i>	
fig. 1 60000 superiore 17,5 cm	fig. 2 60001 superiore 17,5 cm	fig. 7 60002 superiore 17,5 cm	fig. 17 60003 superiore 17,5 cm	fig. 18 60004 superiore 17,5 cm	fig. 29 60005 superiore 17,5 cm	
<i>Radici</i>	<i>Denti del giudizio</i>	<i>Molari</i>	<i>Molari</i>	<i>Premolari</i>	<i>Denti del giudizio</i>	<i>Denti e radici - universale</i>
fig. 51 60006 superiore 18,5 cm	fig. 67A 60007 superiore 18,5 cm	fig. 16 60015 inferiore 18,5 cm	fig. 22 60016 inferiore 15 cm	fig. 74N 60017 inferiore 15,1 cm	fig. 79 60018 inferiore 17,5 cm	fig. 151 60019 inferiore 17 cm

EXPLORER E SONDE

60101 Explorer - fig. 17/23

60100 Explorer/sonda

60105 Sonda WHO

CURETTE GRACEY E Mc CALL

60120 Curette Mc Call - fig. 13/14

60125 Curette Gracey - fig. 1/2 ant.

60127 Curette Gracey - fig. 7/8 medium

60130 Curette Gracey - fig. 11/12 medium

60131 Curette Gracey - fig. 13/14 post.

SCALER

60140 Scaler - fig. 1

60141 Scaler Mc Call - fig. 18

60142 Scaler Mitchel

60144 Scaler Langer - fig. 1/2

60145 Scaler Langer - fig. 3/4

60148 Scaler igienista - fig. H6/7

60150 Scaler - fig. 2045

60155 Strumento per periodonzia - fig. ST 2/3

60156 Strumento per periodonzia

STRUMENTI PER MODELLARE

60170 Spatola cemento

60171 Strum. per modellare Wiland

60172 Strum. per modellare Interprossimale

60173 Strum. per modellare Beale - mod. 7A

60174 Strum. per modellare Fahrenstock - 13 cm

PINZETTA

60190 Pinzetta London college - 15 cm

SIRINGA

60195 Siringa tubofiala - 2,2 cc con filettatura metrica con aspirazione compatibile con aghi ipodermici GIMA e TERUMO pag 69-70

 60200	 60201	 60202	 60203	 60204	 60205	 60210	 60220	 60221	 60225	 60226
Leva per radici Bein	Leva per radici Bein	Leva per radici Seldin	Leva per radici Seldin	Leva per radici Winter	Leva per radici Winter	Porta amalgama	Apribocca Molt	Pinza tagliaosso	Pinza tagliaosso	Pinza Beyer
3 mm	4 mm						60220 - 11 cm	15 cm		18 cm
							60221 - 14 cm			

STRUMENTI MONOUSO PEHA® IN ACCIAIO INOX - STERILI


Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità. Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso. L'etichetta autoadesiva sulla confezione facilita l'inserimento rapido e corretto dei dati dei pazienti. Ottima scelta per strutture sanitarie prive di unità di trattamento. Riciclabili, possono essere smaltiti negli appositi contenitori per rifiuti ospedalieri dopo l'uso. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, GR, HU, CZ, SI, RU, Arabo.

HARTMANN

CE 0123



FORBICI STERILI



38701

- **38700** Forbici chirurgiche punte acute rette - 13 cm - 991083 - conf. da 25 pz
- **38701** Forbici chirurgiche punte alterne rette - 14,5 cm - 991081 - conf. da 25 pz
- **38702** Forbici chirurgiche punte smusse rette - 14,5 cm - 991082 - conf. da 25 pz



- **38712** Forbici per episiotomia Braun-Stadler 4,5 cm - 991080 - conf. da 25 pz



38708

- **38705** Forbici Metzenbaum punte smusse curve - 14,5 cm - 991084 - conf. da 25 pz

- **38708** Forbici Iris rette - 11,5 cm - 991086 - conf. da 25 pz
- **38709** Forbici Iris curve - 11,5 cm - 991087 - conf. da 25 pz

PINZE STERILI



- **38746** Pinza standard per tessuti retta - 14 cm - 991063 - conf. da 25 pz



- **38748** Pinza standard anatomica retta - 14 cm - 991064 - conf. da 25 pz



- **38744** Pinza Adson per tessuti retta - 12 cm - 991062 - conf. da 25 pz



- **38740** Pinza Adson anatomica retta - 12 cm - 991060 - conf. da 25 pz

PINZE EMOSTATICHE STERILI



- **38742** Pinza DeBakey retta - 15,5 cm - 991061 - conf. da 25 pz



- **38733** Pinza Halsted Mosquito anatomica curva - 12,5 cm - 991041 - conf. da 25 pz

PORTA AGHI STERILI



38720


- **38720** Porta aghi Mayo-Hegar 12 cm - 991031 - conf. da 25 pz
- **38721** Porta aghi Mayo-Hegar 14 cm - 991030 - conf. da 25 pz
- **38722** Porta aghi Mayo-Hegar 16 cm - 991034 - conf. da 25 pz

CURETTE STERILI



- **38726** Curette cucchiaio affilato doppia estremità - 16,5 cm - 991010 - conf. da 25 pz

PINZE EMOSTATICHE STERILI



- **38730** Pinza Pean anatomica retta - 14 cm - 991040 - conf. da 25 pz



- **38738** Pinza Micro-Mosquito anatomica retta - 12,5 cm - 991044 - conf. da 25 pz



- **38735** Pinza Kocher per tessuti retta - 14 cm - 991042 - conf. da 25 pz

RETRATTORI IN ACCIAIO INOX



26865

- **26858** Retrattore Weitlaner-Loktite - punte acute 13 cm - 3x4 rebbi
- **26859** Retrattore Weitlaner-Loktite - punte smusse 13 cm - 3x4 rebbi
- **26865** Retrattore Weitlaner - punte acute 20 cm - 3x4 rebbi
- **26866** Retrattore Weitlaner - punte smusse 20 cm - 3x4 rebbi



- **26867** Retrattori Farabeuf - set di 2 - 12 cm


- **26868** Uncino Frazier - acuto - 13 cm

- **26869** Uncino Frazier - smusso - 13 cm

- **26723** Uncino - 15 cm

- **26860** Retrattore Masing - 14 cm

- **26989** Senn-Muller - 15,5 cm



- **26877** Set di 5 retrattori Roux (3+2)

- **26862** Volkman- 3 denti - acuti - 22 cm

- **26863** Volkman- 3 denti - smussi - 22 cm



- **26861** Retrattore Langenbeck - 22 cm

STRUMENTI MONOUSO IN ACCIAIO INOX - STERILI

Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica.

Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta.

Sterilizzazione con raggi gamma.

Scatole da 10 o 25 ferri.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, HU, GR, Arabo.


MARCATURA BLU
per identificarli
come monouso

CE 0476

FORBICI STERILI IN ACCIAIO INOX




- **38800** Forbici chirurgiche punte acute - rette - 13 cm - conf. da 25 pz
- **38801** Forbici chirurgiche punte alterne - rette - 13 cm - conf. da 25 pz



- **38809** Forbici Metzenbaum - rette - 16 cm - conf. da 25 pz.
- **38810** Forbici Metzenbaum - curve - 16 cm - conf. da 25 pz.
- **38812** Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm - conf. da 25 pz.



- **38830** Forbici Iris punte acute - rette - 11,5 cm - conf. da 25 pz.
- **38831** Forbici Iris punte acute - curve - 11,5 cm - conf. da 25 pz.



- **38820** Forbici Mayo - rette - 15 cm - conf. da 25 pz.
- **38822** Forbici Mayo - rette - 17 cm - conf. da 25 pz.



- **38840** Forbici bende Lister - 14 cm
- **38841** Forbici bende Lister - 16 cm
- **38842** Forbici bende Lister - 18 cm - conf. da 25 pz.




- **38835** Forbici ombelicali - rette - 10,5 cm - modello US - conf. da 25 pz.


PINZE STERILI IN ACCIAIO INOX



- **38850** Pinza per medicazione - retta - 13 cm - conf. da 25 pz.
- **38852** Pinza per medicazione - retta - 16 cm - conf. da 25 pz.
- **38851** Pinza per medicazione - retta - 13 cm 1x2 denti - conf. da 25 pz.



- **38860** Pinza Pean - curva - 14 cm
- **38861** Pinza Pean - curva - 16 cm
- **38862** Pinza Pean - curva - 18 cm - conf. da 25 pz.



- **38865** Pinza Spencer Wells - retta - 13 cm - conf. da 25 pz



- **38875** Pinza emostatica per arteria Halsted - Mosquito - retta - 12,5 cm - conf. da 25 pz.
- **38876** Pinza emostatica per arteria Halsted - Mosquito - curva - 12,5 cm - conf. da 25 pz.



- **38870** Pinza Adson - retta - 12 cm - conf. da 25 pz.
- **38871** Pinza Adson - retta - 12 cm 1x2 denti - conf. da 25 pz.



- **38880** Pinza McIndoe - retta - 15 cm - conf. da 25 pz.

- **38885** Pinza Splinter Plain - 12,5 cm - conf. da 25 pz.




- **38887** Pinza a cucchiaio Foerster - 25 cm - conf. da 10 pz.


- **38890** Pinza Magill - 20 cm per bambini - conf. da 10 pz.
- **38891** Pinza Magill - 25 cm per adulti - conf. da 10 pz.



- **38895** Pinza auricolare Micro Hartmann - 15 cm - 3 mm - conf. da 10 pz.
- **38897** Forbici auricolari Micro Bellucci - 15 cm - 3mm - conf. da 10 pz.



PORTA AGHI STERILI IN ACCIAIO INOX



- **38920** Porta aghi Mayo - Hegar - 14 cm - conf. da 25 pz.
- **38921** Porta aghi Mayo - Hegar - 16 cm - conf. da 25 pz.



- **38930** Porta aghi Crile Wood - 15 cm - conf. da 25 pz.

KIT CHIRURGICI MONOUSO IN ACCIAIO INOX - STERILI




- **38950 KIT RIMOZIONE SUTURE** - conf. da 25
Il kit include: Forbici Iris - rette - 11,5 cm
Forbici Adson dentate - 12 cm



- **38951 KIT DI SUTURA** - conf. da 25
Il kit include: Forbici da legatura Spencer - rette - 9 cm
Pinza Adson dentata - 12 cm

CATETERI FOLEY - LATTICE




Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI 100% IN LATTICE RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO	Minimo vendita
Catetere a 2 vie - palloncino 5-10 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida		
22054	Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22055	Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22056	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22057	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22058	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22059	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10

Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml

Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI 100% IN LATTICE RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO	Minimo vendita
Catetere a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida		
22064	Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22065	Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22066	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22067	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22068	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22069	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22070	Catetere a 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50
Catetere a 3 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida		
22077	Catetere a 3 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22078	Catetere a 3 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22079	Catetere a 3 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22080	Catetere a 3 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50

SONDE RETTALI - PVC



Codice GIMA	SONDE RETTALI STERILI IN PVC Lunghezza: 38 cm - con adattatore conico	Minimo vendita
22169	Sonda rettale ch/fr 22 - viola	conf. da 100
22170	Sonda rettale ch/fr 24 - blu scuro	conf. da 100
22171	Sonda rettale ch/fr 26 - bianco	conf. da 100
22172	Sonda rettale ch/fr 28 - verde	conf. da 100
22173	Sonda rettale ch/fr 30 - grigio	conf. da 100

GEL LUBRIFICANTE - STERILE

• 22104 GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI 12 ml - sterile - conf. da 25

Un gel lubrificante sterile, chiaro*, solubile in acqua da utilizzare prima dell'applicazione all'uretra di cateteri, cistoscopi o altri strumenti medicali. Ricopre l'uretra creando uno strato liscio tra la mucosa uretrale e il catetere o lo strumento medicale. Possiede, inoltre, un effetto antisettico che protegge i pazienti dai potenziali rischi d'infezione. Contiene 2% di lidocaina, 0,05% di clorexidina.

*Dopo la sterilizzazione gamma il colore può cambiare nel tempo, passando da trasparente a giallastro o rosato.



Z-STRAP 3 IN 1 - PER FISSARE SACCHE URINA, TUBI O CATETERI

• 28727 SISTEMA DI FISSAGGIO Z-STRAP PER SACCHE URINA, TUBI, CATETERI - conf. da 2

Pratica e discreta fascia universale completa per fissare una sacca urina, un tubo di sacca urina o un catetere. Fabbricata in tessuto medico di massima qualità che evita le irritazioni; la bordatura in silicone sul lato interno mantiene ferma la fascia, evitando disagi.


- misura unica (lunghezza 70 cm), da tagliare per ottenere la dimensione desiderata
- la banda larga (5 cm) distribuisce meglio la pressione e il peso, specialmente per i diabetici, ed evita lesioni in quanto esercita meno pressione per cm²
- facilità di applicazione per infermieri e pazienti, veloce da mettere e togliere
- delicata sulla pelle, senza adesivi / non richiede depilazione
- fissaggio per tubi di drenaggio
- prevenire danni dovuti a movimenti accidentali

CATETERI FOLEY - SILICONE



Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI IN SILICONE 100% - MONOUSO	Minimo vendita
Catetere a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm		
22096	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22097	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22098	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22099	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22100	Catetere a 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 10

CATETERI NELATON - PVC



Codice GIMA	CATETERI NELATON STERILI - IN PVC SENZA FTALATI* Due vie laterali con bordi arrotondati Monouso	Minimo vendita
MASCHILE - lunghezza 38 cm		
22003	Catetere maschile Nelaton ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22004	Catetere maschile Nelaton ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22005	Catetere maschile Nelaton ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22006	Catetere maschile Nelaton ch/fr 16 - arancione	conf. da 100
22007	Catetere maschile Nelaton ch/fr 18 - rosso	conf. da 100
FEMMINILE - lunghezza 18 cm		
22022	Catetere femminile Nelaton ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22023	Catetere femminile Nelaton ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22024	Catetere femminile Nelaton ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22025	Catetere femminile Nelaton ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22026	Catetere femminile Nelaton ch/fr 16 - arancione	conf. da 100


SONDE D'ASPIRAZIONE



Lunghezza	CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI SENZA FTALATI* con adattatore conico	Minimo vendita	
50 cm	90 cm		
22110	22120	Catetere d'aspirazione ch/fr 6 - verde chiaro	conf. da 100
22112	22122	Catetere d'aspirazione ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22113	22123	Catetere d'aspirazione ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22114	22124	Catetere d'aspirazione ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22115	22125	Catetere d'aspirazione ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22116	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 16 - arancione	conf. da 100
22117	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 18 - rosso	conf. da 100
22118	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 20 - giallo	conf. da 100

*Gli ftalati sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati

- fascette di fissaggio per tubi
- evita le lesioni causate da movimenti bruschi
- si adatta a tutte le misure di sacche urina e sacche urina da gamba
- riutilizzabile, lavabile in lavatrice, non si restringe



SACCHE URINA CON/SENZA VALVOLA ANTIREFLUSSO

Sacca urina standard (tubo 90 o 130 cm)

MADE IN SPAIN

28690 - 28688

28692 - 28689

28708

Sacche urina con valvola antireflusso (tubo 90 o 130 cm)

28691 - 28694

28693 - 28695

Etichette codice a barre per il rimborso disponibili per 28690/11/2/3 e 28707/8

Codice GIMA	STANDARD	Minimo vendita
28690	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag	conf. da 30*
28688	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse	conf. da 250
28692	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag	conf. da 30*
28689	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse	conf. da 200

*Busta da 30 sacche con etichette codice a barre per il rimborso e 1 gancio

SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO

28691	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag	conf. da 30*
28694	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse	conf. da 250
28693	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag	conf. da 30*
28695	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse	conf. da 200

*Buste da 30 sacche con etichette codice a barre per il rimborso e 1 gancio

SACCA URINA DA GAMBA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO

28707	Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 10 cm - in polybag completa di scarico push-pull	conf. da 30**
28708	Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 35 cm - in polybag con scarico push-pull	conf. da 30**

**Buste da 30 sacche con 1 set di cinturini

Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL. Non sterili.
Tubo Ø: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm. Privo di lattice e ftalati.



Codice GIMA	GANCIO PER SACCA URINA	Minimo vendita
28698	Gancio con copertura riutilizzabile per sacca urina	conf. da 10
28699	Ganci per sacca urina - blu - sfusi	conf. da 200

CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO E FISSAGGI PER CATETERI

28710

Catetere esterno per uomo

28724

Kit catetere + fascia idrocolloidale in una busta

28716

Fascia idrocolloidale

28715

Fascia in schiuma

28718

Fascia elastica in schiuma Safe & Secure con chiusura velcro che costituisce un fissaggio alternativo non adesivo per il catetere esterno per uomo

Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale. Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato. Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti.

Forniti in sacchetto di plastica in 6 lingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE)

Codice GIMA	CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO	Misura	Minimo vendita
28713	Catetere esterno Ø 20 mm - uomo	XS	conf. da 30
28709	Catetere esterno Ø 25 mm - uomo	S	conf. da 30
28710	Catetere esterno Ø 30 mm - uomo	L	conf. da 30
28711	Catetere esterno Ø 35 mm - uomo	XL	conf. da 30
28712	Catetere esterno Ø 40 mm - uomo	XXL	conf. da 30

KIT: CATETERE ESTERNO PER UOMO + STRISCIA ADESIVA IN BUSTA

28724	Kit: catetere Ø 30 mm + fascia colloidale	L	conf. da 30
28725	Kit: catetere Ø 35 mm + fascia colloidale	XL	conf. da 30

FISSAGGI PER CATETERE ESTERNO PER UOMO

28715	Fascia biadesiva in schiuma 15x2x0,3 cm	conf. da 30
28716	Fascia biadesiva idrocolloidale 12x1,8x0,1 cm	conf. da 30
28718	Fascia in schiuma riutilizzabile Safe & Secure	busta da 3

SACCA URINA PEDIATRICA STERILE - PER BAMBINI E BAMBINE

28685

CE 0123

• 28685 SACCA URINA PEDIATRICA 100 ml - sterile, conf. da 100 pz

Sacca per urina per uso pediatrico, confezionata individualmente in bustina di plastica. Può essere utilizzata per maschi e femmine.

Graduazione da 10 a 100 ml, sterile.



KIT STERILI PER MEDICAZIONE, SUTURA, CATETERISMO



• 26930 KIT MEDICAZIONE 1 - sterile



• 26929 KIT MEDICAZIONE 2 - sterile



• 26933 KIT CATETERISMO - sterile



• 26936 KIT RIMOZIONE SUTURE 1 - sterile



• 26945 KIT RIMOZIONE SUTURE 2 - sterile



• 26932 KIT RIMOZIONE SUTURE 3 - sterile

CONTENUTO KIT	Medicazione		Suture		Rimozione sutura			Cateteri
	26930	26929	26931	26949	26932	26936	26945	26933
Telino	•		•		•			•
Pinza chirurgica Cushing			•		•			
Porta aghi			•		•			
Pinza Kocher				•				
Pinza anatomica	•		•		•			
Pinza di plastica				•		•	•	
Pinza emostatica		•						
Pinza ad anelli	•	•	•		•			•
Morsetto Styptic (pinza Kelly)			•					
Pinza emostatica				•				
Forbici rette			•					
Pinza Adson in metallo - 12 cm		•		•				
Forbici in plastica		•		•			•	
Forbici Littauer					•			
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm - 8 strati	•	•	•		•			
Compresse di garza 10x10 cm - 8 strati				•	•			
4 o 5 tamponi di garza	•				•			
3 tamponi di garza		•						•
Compresse di garza 10x20 cm - 16 strati		•						
Compresse di garza 18x40 cm						•		
Guanti lattice medi								
Guanti in vinile			•		•			•
Sacchetto monouso grande			•		•			•
Cerotto medicazione 15x12 cm					•			
Telino TNT + PE 32x50 cm	•							
WNW (TNT)+PE drape 50x60 cm				•				
Compresse TNT								•
Telino TNT + PE 50x60 cm con foro			•	•				•
Siringa acqua								•
Lubrificante monodose								•
2 salviette disinfettanti							•	•
2 strisce adesive in TNT				•				
Sacchetto per rifiuti		•						
Bisturi con portalamo							•	
2 applicatori di cotone							•	
Busta PE minigrip				•				



• 26931 KIT SUTURA 1 - sterile



• 26949 KIT SUTURA 2 - sterile

Etichetta/istruzioni in GB, IT per 26930-1-2-3
Etichetta/istruzioni in GB, FR, IT, ES per 26929, 26936, 26945, 26949

KIT PER INTERVENTI DI CHIRURGIA GENERALE



26985

• 26985 KIT CHIRURGIA GENERALE - sterile

Kit pronto all'uso completo di tutto il necessario per un intervento di chirurgia generale: busta PE + tyvek da strappare. Sterilizzato con ETO.

CONTENUTO KIT

1 telo tavolo 160x200 cm	1 bisturi n. 11
2 camici chirurgici XL (1 standard, 1 rinforzato)	4 salviette
2 teli adesivi 75x90 cm	1 bacinella 120 ml
1 telo per le gambe (lato adesivo) 150x180 cm	1 bacinella reniforme
1 telo per la testa (lato adesivo) 150x240 cm	1 bisturi n. 15
2 bastoncini con punta spugna 15 cm	5 compresse di garza 10x20 cm
2 siringhe 10 ml	4 tamponi di garza 30 mm
2 aghi 21 g x1,5"	1 vassoio

PENNA DERMATOLOGICA CHIRURGICA - STERILE

- 33181 PENNA DERMATOLOGICA P3® - punta fine - sterile - conf. da 10

La Penna Dermatologica Chirurgica P3® ha una punta versatile per tracciare le linee sottili e precise richieste in chirurgia plastica o, tenendola inclinata, le linee spesse adatte per chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare, radiologia e terapie con radiazioni.

L'inchiostro ad elevata visibilità color viola è atossico, resistente al trattamento pre-operatorio e rimovibile con alcool isopropilico.

La confezione è facile da aprire, presenta un codice a barre HIBC e include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Sterile EO.

Confezione singola.

MADE IN THE UK


CE 0169



DUE PUNTE IN UNA:




Per linee più pesanti, tenere la penna inclinata e utilizzare il fianco della punta (2 mm)



Per applicare linee sottili, tenere la penna verticalmente (0,2 mm)

PENNE DERMATOLOGICHE CHIRURGICHE - STERILI



CE 0123

Punta standard

33182

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, PL, CZ, FI, GR

- 33182 PENNA DERMATOLOGICA - punta singola - sterile - conf. da 100
- Penna dermatologica a punta singola ideale per la chirurgia plastica. Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile con alcol e sapone liquido. Monouso. Include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Confezione singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dim. punta: 1,0 mm	Colore inchiostro: viola
Diametro: 9,5 mm	Lavabile: no
Lunghezza: 167 mm	



CE 0123

Punta fine

Punta standard

33183

- 33183 PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta - sterile - conf. da 100
- Penna dermatologica a doppia punta ideale per la chirurgia plastica. Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile con alcol e sapone liquido. Monouso. Include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Confezione singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dim. punta: punta fine: 0,5mm	Lunghezza: 140 mm
punta spessa: 1,0mm	Colore inchiostro: viola
Diametro: 11 mm	Lavabile: no

PENNA DERMATOLOGICA

- 33179 PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta viola genziana - conf. da 100
- Penna dermatologica a doppia punta con cappuccio e struttura in polipropilene. Punta in fibra di poliestere. Punta ultra fine per scrivere su etichette adesive e sacche di infusione.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, HU, Arabo



33179

Punta standard per uso sulla pelle del paziente. Lavabile con acqua e sapone. Dimensioni 138xØ 12,5 mm.



Con righello in mm

33179

Punta finissima

Punta standard

MATITE DERMOGRAFICHE

- 33175 MATITA DERMOGRAFICA - blu - conf. da 6
- 33176 MATITA DERMOGRAFICA - bianca - conf. da 6
- 33177 MATITA DERMOGRAFICA - rossa - conf. da 6
- 33178 MATITA DERMOGRAFICA - colori misti - conf. da 6*

*2 matite di ogni colore

Speciali matite dermografiche utili per marcare la pelle e indicare le aree da trattare. Realizzate in legno di cedro con mina in cera. Dimensioni 175xØ 7 mm.

Adatte in chirurgia generale, dermatologia, ortopedia, radiologia, ecc.

Vendute non temperate in confezioni da 6, con 1 temperamatite incluso.

Scatola e manuale multilingue:

GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, HU, Arabo.



33175

33176



33177

33178



PAD ESERCITAZIONE PER SUTURE

• 23020 PAD ESERCITAZIONE SUTURE


con rete con ferite

Cuscino in silicone per simulare suture, 14 ferite. 3 strati: tessuto cutaneo, sottocutaneo, muscolare (strato supplementare sotto la pelle).

Morbido come pelle vera.

Etichetta e manuale

multilingue: GB, FR, IT, ES, PT.



23020

Dimensioni 17,2x12x1,2 cm

KIT ESERCITAZIONE PER SUTURE

• 23022 KIT ESERCITAZIONE SUTURE

Include: pad in silicone (23020), 6 strumenti e 4 lame in acciaio inox, 8 suture e un astuccio in cuoio nero. Destinato solo a formazione ed esercitazione, non all'uso medico o veterinario.

Etichette

e manuale

multilingue:

GB, FR, IT, ES, PT,

DE, SE, DK,

GR, RO.

23022



Dimensioni del kit 19,5x22,5x3,5 cm

STERI-STRIP™ 3M

Strisce adesive per la chiusura della pelle, sterili, traspiranti e comode da indossare.

Vedere pagina 410 per:

Steri-strip 3M rinforzati o elastici, strisce di sutura.



CONFRONTO SUTURE HEALTHIUM - ETHICON - B BRAUN

NOME GENERICO DELLA SUTURA	Healthium	ETHICON	B BRAUN SHARING EXPERTISE
CATGUT SEMPLICE & CROMICO	-	GUT SUTURE PLAIN & CHROMIC	-
ACIDO POLIGLICOLICO	TRUGLYDE	-	SAFIL
ACIDO POLIGLICOLICO AD ASSORBIMENTO RAPIDO	TRUGLYDE FAST	-	SAFIL QUICK
POLIGLACTINA 910	TRUSYNTH	VICRYL	NOVONSYN
POLIGLACTINA 910 AD ASSORBIMENTO RAPIDO	TRUSYNTH FAST	VICRYL RAPID	-
POLIGLACTINA 910 RIVESTITA CON ANTIBATTERICO	-	VICRYL PLUS	-
MONOFILAMENTO POLIDIOSSANONE	PD SYNTH	PDS OR PDS II	MONOPLUS
MONOFILAMENTO POLIGLECAPRONE 25	MONOGLYDE	MONOCRYL	MONOSYN
MONOFILAMENTO NYLON DI POLIAMMIDE	TRULON	ETHILON / NUROLON	DAFILON
SETA INTRECCIATA & RIVESTITA	TRUSILK	MERSILK / PERMA-HAND SILK	SILKAM
MONOFILAMENTO POLIPROPILENE	TRULENE	PROLENE	PREMILENE/OPTILENE
POLIESTERE INTRECCIATO & RIVESTITO	TRUBOND	ETHIBOND, MERSILENE	PREMICRON/DAGROFIL
SUTURE IN ACCIAIO	TRUSTEEL	SURGICAL STEEL	STEELEX
SUTURE BARBED	TRUBARB	STRATAFIX	-

SUTURE CHIRURGICHE NON ASSORBIBILI - STERILI

Certificato MDR

TRUBOND - sutura non assorbibile, poliestere intrecciato rivestito di silicone per sostegno permanente e resistenza

Equivalente a Ethicon: ETHIBOND/MERSILENE

Caratteristiche tecniche

- poliestere intrecciato rivestito di silicone per un agevole fissaggio del nodo
- elevata resistenza alla trazione per garantire affidabilità
- bassa reattività dei tessuti - nessun cambiamento significativo nel corpo
- molto maneggevole e durevole
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni

- fissaggi permanenti e amovibili
- impianti prostatici
- lifting facciali
- chirurgia cardiovascolare
- ideale per riparazione/sostituzione valvole

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRUSTEEL - sutura monofilamento non assorbibile in acciaio

Equivalente a Ethicon: ETHISTEEL

Caratteristiche tecniche

- monofilamento in acciaio inox grado LVM 316
- compatibilità ottimale con tessuti corporei
- reattività dei tessuti bassa o assente
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni

- chirurgia ortopedica
- chiusura dello sterno

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRUBOND - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metri-co	Colore	For-ma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22770	2/0	3	Verde	1/2	Taglio conico doppio braccio	17 mm	90 cm
22771	3/0	2	Verde	1/2	Arrotondato	25 mm	90 cm
22772	3/0	2	Verde	3/8	Taglio	16 mm	38 cm
22773	4/0	1,5	Verde	3/8	Arrotondato	16 mm	76 cm
22774	5/0	1	Verde	3/8	Arrotondato doppio braccio	20 mm	76 cm
22775	0	3,5	Verde	1/2	Taglio inverso	50 mm	100 cm
22776	1	4	Verde	1/2	Taglio inverso	50 mm	100 cm
22777	2	5	Verde	1/2	Taglio conico pesante	45 mm	100 cm
22778	5	7	Verde	1/2	Punta trocar pesante	55 mm	100 cm

TRUSTEEL - confezione da 48 suture

Codice GIMA	Calibro	Metri-co	Colore	For-ma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22790	1	4	Natural	1/2	Arrotondato punta smussa	40 mm	45 cm
22791	2	5	Natural	1/2	Taglio conico	40 mm	45 cm
22792	4	6	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	45 cm
22793	5	7	Natural	1/2	Taglio conico	48 mm	45 cm
22794	6	8	Natural	1/2	Arrotondato punta smussa	44 mm	45 cm
22795*	6	8	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	75 cm
22796	7	9	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	45 cm

*Questo codice è venduto solo in confezione da 24

SUTURE CHIRURGICHE NON ASSORBIBILI - STERILI Certificato MDR

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile nylon poliammide

Equivalente a Ethicon: **ETHILON / NUROLON**

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento di poliammide
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni

- per la chiusura cuticolare e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali
- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRULON - confezione da 12 suture							
Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22800	2/0	3,0	Blu	3/8	Taglio inverso	26 mm	45 cm
22801	2/0	3,0	Nero	3/8	Taglio inverso	45 mm	70 cm
22803	3/0	2,0	Blu	3/8	Taglio convenzionale	20 mm	45 cm
22804	3/0	2,0	Blu	3/8	Taglio inverso	24 mm	45 cm
22805	3/0	2,0	Blu	3/8	Taglio convenzionale	25 mm	45 cm
22807	3/0	2,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22808	3/0	2,0	Nero	3/8	Taglio inverso	24 mm	45 cm
22810	4/0	1,5	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22811	4/0	1,5	Nero	3/8	Taglio convenzionale	10 mm	38 cm
22812	4/0	1,5	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22814	5/0	1,0	Blu	3/8	Taglio inverso	16 mm	70 cm
22815	5/0	1,0	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22816	5/0	1,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22817	5/0	1,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	75 cm
22820	6/0	0,7	Blu	3/8	Taglio inverso	12 mm	45 cm
22821	6/0	0,7	Blu	3/8	Taglio inverso	16 mm	45 cm
22822	6/0	0,7	Nero	3/8	Taglio inverso	16 mm	45 cm

TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile seta nera intrecciata

Equivalente a Ethicon: **MERSILK / PERMA-HAND SILK**

Caratteristiche tecniche

- realizzata con fibre proteiche al 100%
- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni

- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale
- chirurgia ortopedica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRUSILK - confezione da 12 suture							
Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22830	0	3,5	Nero	1/2	Arrotondato	30 mm	76 cm
22831	2/0	2,0	Nero	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22832	2/0	3,0	Nero	3/8	Taglio inverso	26 mm	45 cm
22833	2/0	3,0	Nero	1/2	Taglio inverso	22 mm	45 cm
22834	2/0	3,0	Nero	1/2	Taglio conico	25 mm	75 cm
22835	2/0	3,0	Nero	1/2	Arrotondato	30 mm	76 cm
22836	3/0	2,0	Nero	1/2	Taglio convenzionale	22 mm	45 cm
22837	3/0	2,0	Nero	1/2	Arrotondato	22 mm	45 cm
22838	3/0	2,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22839	3/0	2,0	Nero	3/8	Taglio inverso	24 mm	45 cm
22840	3/0	2,0	Nero	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22842	3/0	2,0	Nero	1/2	Taglio conico	25 mm	75 cm
22844	4/0	1,5	Nero	1/2	Taglio inverso	17 mm	45 cm
22845	4/0	1,5	Nero	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22846	4/0	1,5	Nero	1/2	Taglio conico	25 mm	75 cm
22847	4/0	1,5	Nero	Lineare	Arrotondato	19 mm	45 cm
22848	4/0	1,5	Nero	3/8	Taglio inverso	13 mm	45 cm
22849	4/0	1,5	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22851	5/0	1,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22852	6/0	0,7	Nero	3/8	Taglio inverso	16 mm	45 cm

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile polipropilene

Equivalente a Ethicon: **PROLENE**

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento di polipropilene
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni

- cura di ernie
- impianti permanenti
- chirurgia generale
- micro chirurgia
- chirurgia ortopedica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia plastica
- può essere utilizzata anche in procedure oftalmiche e neurologiche

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRULENE - confezione da 12 suture							
Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22870	1	4,0	Blu	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22871	0	3,5	Blu	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22872	2/0	3,0	Blu	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22874	3/0	2,0	Blu	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22875	3/0	2,0	Blu	Lineare	Taglio convenzionale	60 mm	70 cm
22877	4/0	1,5	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22879	4/0	1,5	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	75 cm
22881	5/0	1,0	Blu	3/8	Taglio inverso	16 mm	70 cm
22882	5/0	1,0	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22884	6/0	0,7	Blu	3/8	Taglio inverso	13 mm	45 cm
22885	6/0	0,7	Blu	3/8	Taglio convenzionale	16 mm	45 cm

SUTURE CHIRURGICHE ASSORBIBILI - STERILI

TRUBARB - sutura chirurgica ad ago senza nodi assorbibile (sintetica) per chiusura tessuti

Equivalente a Ethicon: **STRATAFIX**

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento di polidossanone
- tappo triangolare sicuro ed efficace
- sutura barbed a elica monodirezionale con taglio ad angolo singolo
- ago classe mondiale 300 serie QNPL
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 3 anni

Applicazioni

- ginecologia e urologia
- chirurgia generale
- oncologia
- chirurgia plastica ed estetica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRUBARB - confezione da 6 suture							
Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22890	0	3,5	Viola	1/2	Punto conico	37 mm	30 cm
22891	0	3,5	Viola	1/2	Punto conico	37 mm	45 cm
22892	2/0	3	Viola	1/2	Punto conico	37 mm	30 cm
22893	2/0	3	Viola	1/2	Punto conico	37 mm	45 cm
22894	2/0	3	Viola	1/2	Punto conico	26 mm	30 cm
22895	3/0	2	Viola	1/2	Punto conico	26 mm	45 cm
22896	3/0	2	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm

SUTURE CHIRURGICHE ASSORBIBILI - STERILI

Certificato MDR

MONOGLYDE - sutura monofilamento assorbibile poliglecaprone 25

Equivalente a Ethicon: **MONOCRYL**

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento
- poliglecaprone 25
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 3 anni
- supporto ferita: 21-28 gg
- assorbimento massa: 90-120 gg

Applicazioni

- riparazione sottocuticolare e approssimazione generale dei tessuti molli
- anastomosi intestinale
- chiusura del peritoneo
- chiusura dell'utero e della cuffia vaginale
- non raccomandata per l'uso in tessuto cardiovascolare o neurologico, microchirurgia o chirurgia oftalmica
- poiché questa è una sutura assorbibile, non dovrebbe essere usata per approssimazione estesa del tessuto (fascia)

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MONOGLYDE - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22901	0	3,5	Incolore	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22902	2/0	3,0	Incolore	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22903	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio conv. ago allungato	25 mm	70 cm
22904	5/0	1,0	Incolore	3/8	Arrotondato	19 mm	45 cm

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido

Equivalente a Ethicon: **VICRYL RAPID**

Caratteristiche tecniche

- sutura chirurgica sintetica riassorbibile
- intrecciata e rivestita con poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- assorbimento massa: 42 gg

Applicazioni

- riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSYNTH FAST - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22910	2/0	3,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22911	3/0	2,0	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	45 cm
22912	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22913	3/0	2,0	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	70 cm
22914	3/0	2,0	Incolore	1/2	Arrotondato	22 mm	70 cm
22915	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	14 mm	75 cm
22916	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22917	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22918	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22919	5/0	1,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	16 mm	70 cm
22920	6/0	0,7	Incolore	3/8	Taglio inverso	11 mm	45 cm

TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido

Caratteristiche tecniche

- intrecciato e rivestito
- rivestito con stearato di calcio e policaprolattone
- sterilizzato con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 7-10 gg
- assorbimento massa: 40-42 gg

Applicazioni

- episiotomia
- circonscisione
- chiusura della pelle

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUGLYDE FAST - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22980	1	4,0	Incolore	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22981	2/0	3,0	Incolore	1/2	Arrotondato	35 mm	75 cm
22983	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22984	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	20 mm	75 cm
22986	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	16 mm	70 cm
22988	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	20 mm	75 cm
22989	5/0	1,0	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	75 cm

PDSYNTH - sutura monofilamento assorbibile polidioxanone

Equivalente a Ethicon: **PDS or PDS II**

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento
- polidioxanone
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 35-42 gg
- assorbimento massa: 180-210 gg

Applicazioni

- chiusura della guaina del retto
- chiusura della fascia e tratto gastrointestinale
- chirurgia cardiovascolare pediatrica
- ambulatori geriatrici
- chirurgia ortopedica

- chirurgia generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

PDSYNTH - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22940	1	4,0	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22941	0	3,5	Viola	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22942	0	3,5	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	70 cm

TRUSYNTH - poliglactina 910 intrecciata e rivestita

Equivalente a Ethicon: **VICRYL**

Caratteristiche tecniche

- poliglactina 910 intrecciata e rivestita
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 28-30 gg
- assorbimento massa: 56-70 gg

Applicazioni

- procedure oftalmiche
- chiusure della mucosa
- chiusura della pelle
- chirurgia dentale
- chirurgia ortopedica
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSYNTH - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22950	1	4,0	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22951	0	3,5	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22952	2/0	3,0	Viola	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22953	2/0	3,0	Viola	1/2	Arrotondato	30 mm	90 cm
22954	3/0	2,0	Viola	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22955	4/0	1,5	Viola	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito

Caratteristiche tecniche

- acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestito con stearato di calcio e poliglactina 310
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 28-30 gg
- assorbimento massa: 70-90 gg

Applicazioni

- riavvicinamento dei tessuti molli durante interventi generali, ginecologici e ortopedici

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUGLYDE - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22960	1	4,0	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22961	0	3,5	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22962	2/0	3,0	Viola	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22963	2/0	3,0	Viola	1/2	Arrotondato	30 mm	90 cm
22964	3/0	2,0	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22965	3/0	2,0	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22966	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	19 mm	75 cm
22967	3/0	2,0	Incolore	1/2	Arrotondato	22 mm	75 cm
22968	4/0	1,5	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22969	4/0	1,5	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22970	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	16 mm	45 cm
22971	4/0	1,5	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	75 cm
22972	5/0	1,0	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	75 cm
22973	5/0	1,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	13 mm	45 cm

SUTURE ETHICON - ASSORBIBILI E NON ASSORBIBILI



ETHICON

SUTURE CHIRURGICHE STERILI NON ASSORBIBILI

Codice GIMA	Codice ETHICON	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Ago	Lunghezza sutura	Minimo vendita
-------------	----------------	---------	---------	--------	-------	---------------	-----	------------------	----------------

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nell'avvicinamento e/o nella legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico

ETHILON - suture monofilamento



22296	1669H	3/0	2,0	Nero	3/8	19 mm	PS-2	45 cm	conf. da 36
22297	EH7145H	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22298	1162H	4/0	1,5	Nero	3/8	16 mm	FS-3	45 cm	conf. da 36
22299	2808G	8/0	0,4	Nero	3/8	6,5 mm	BV130-5	13 cm	conf. da 12
22300	660H	6/0	0,7	Nero	3/8	16 mm	FS-3	45 cm	conf. da 36
22301	661H	5/0	1,0	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22302	662SLH	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2S	45 cm	conf. da 36
22303	663H	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	FS-1	45 cm	conf. da 36
22304	EH7506H	3/0	2,0	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22305	FH5171H	5/0	1,0	Nero	3/8	19 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36
22306	668H	5/0	1,0	Nero	3/8	13 mm	C-2	45 cm	conf. da 36
22307	698H	5/0	1,0	Nero	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 36
22308	669H	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	FS-1	75 cm	conf. da 36

PERMA-HAND - suture in seta - intrecciate



22310	18501G	4/0	1,5	Nero	1/2	17 mm	J-1	45 cm	conf. da 12
22311	632G	3/0	2,0	Nero	1/2	22 mm	X-1	45 cm	conf. da 12
22312	737G	2/0	3,0	Nero	1/2	22 mm	X-1	45 cm	conf. da 12
22313	18507G	4/0	1,5	Nero	Retta	19 mm	ST-4	45 cm	conf. da 12
22314	641G	4/0	1,5	Nero	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 12
22315	18509G	3/0	2,0	Nero	1/2	22 mm	SH-1 Plus	45 cm	conf. da 12
22316	EH7149G	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
22317	K872	3/0	2,0	Nero	1/2	17 mm	RB-1	75 cm	conf. da 36
22318	683H	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2S	45 cm	conf. da 36
22319	684H	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	FS-1	45 cm	conf. da 36

PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu



22320	EH7150H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36
22321	EH7151H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22322	W8873T	6/0	0,7	Blu	3/8	16 mm	PC3Prime	45 cm	conf. da 24
22323	8661H	5/0	1,0	Blu	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22324	8665H	3/0	2,0	Blu	3/8	19 mm	FS-3	45 cm	conf. da 36
22325	8682H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	PS-2	45 cm	conf. da 36
22326	8683H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22327	8687H	3/0	2,0	Blu	3/8	19 mm	PS-2	45 cm	conf. da 36
22328	8698H	5/0	1,0	Blu	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 36
22329	8699H	4/0	1,5	Blu	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 36

SUTURE CHIRURGICHE STERILI ASSORBIBILI

Codice GIMA	Codice ETHICON	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Ago	Lunghezza sutura	Minimo vendita
-------------	----------------	---------	---------	--------	-------	---------------	-----	------------------	----------------

MONOCRYL - assorbimento completo in 91-119 giorni



Monocryl è indicato nell'avvicinamento e/o nella legatura dei tessuti molli ma non in cardiocirurgia, neurochirurgia, chirurgia oftalmica e microchirurgia.

22350	Y493H	5/0	1,0	Incolore	3/8	13 mm	P-3 prime	45 cm	conf. da 36
22351	MCP3205G	4/0	1,5	Incolore	3/8	16 mm	PS-3	70 cm	conf. da 12

VICRYL PLUS INTRECCIATO - assorbimento completo in 56-70 giorni



Vicryl Plus è indicato nell'avvicinamento e/o nella legatura dei tessuti, tranne che in ambito oftalmico, neurologico, cardiovascolare

22360	VCP392ZH	4/0	1,5	Viola	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22361	VCP305H	3/0	2,0	Viola	1/2	17 mm	RB-1 Plus	70 cm	conf. da 36
22362	VCP452H	3/0	2,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22363	VCP453H	2/0	3,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22364	VCP311H	3/0	2,0	Viola	3/8	22 mm	SH-1	70 cm	conf. da 36
22365	VCP317H	2/0	3,0	Viola	1/2	26 mm	SH	70 cm	conf. da 36
22366	VCP494H	4/0	1,5	Incolore	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 36

VICRYL RAPID INTRECCIATO - assorbimento completo in 42 giorni



Vicryl Rapid è indicato esclusivamente per l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).

22370	V76H	3/0	2,0	Incolore	1/2	17 mm	J-1	45 cm	conf. da 36
22371	V2920G	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
22372	V2930G	3/0	2,0	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
22373	V2150G	3/0	2,0	Incolore	1/2	17 mm	RB-1 Plus	70 cm	conf. da 12
22374	V2190G	3/0	2,0	Incolore	1/2	22 mm	SH-1 Plus	70 cm	conf. da 12
22375	VR2298	3/0	2,0	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36

VICRYL



22380	V453H	2/0	3,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22381	V452H	3/0	2,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22382	V304H	4/0	1,5	Viola	1/2	17 mm	RB-1	70 cm	conf. da 36
22383	V305H	3/0	2,0	Viola	1/2	17 mm	RB-1	70 cm	conf. da 36
22384	V311H	3/0	2,0	Viola	1/2	22 mm	SH-1	70 cm	conf. da 36
22385	18531G	4/0	1,5	Viola	Curva composta	25 mm	Da - visi nero	45 cm	conf. da 12

PDS II




22390	Z340H	0	3,5	Viola	1/2	36 mm	CT-1	70 cm	conf. da 36
22391	Z317H	2/0	3,0	Viola	1/2	26 mm	SH	70 cm	conf. da 36
22392	Z292ZE	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 24
22393	Z494E	4/0	1,5	Incolore	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 24
22394	Z496E	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	PS-2	45 cm	conf. da 24

SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO



Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE



- **25891 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO STERILE** - conf. da 5
Innovativa, consente di ridurre il tempo di sutura e il rischio di contrarre infezioni. Genera cicatrici meno invasive che guariscono in tempi brevi. La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie all'apposita levapunti. Ogni suturatrice è dotata di 35 punti in acciaio inossidabile medico di alta qualità (317 L). Utilizzabile in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici.

3M™ PRECISE™ SUTURATRICI CUTANEE

- **25896 SUTURATRICE 3M PRECISE™ 5 punti** - sterile - conf. da 12
- **25897 SUTURATRICE 3M PRECISE™ 15 punti** - sterile - conf. da 12

Le pinzatrici cutanee monouso Precise offrono numerosi benefici rispetto alle suture:

- più veloci, più semplici da usare e più sicure delle suture
- migliore effetto visivo
- sei volte più veloci della sutura
- nessun rischio di lesioni accidentali
- meno dolorose delle suture
- facili da rimuovere.




Vengono fornite con 5 o 15 graffette (6,5x4,5 mm). Adatte per lesioni semplici, recenti, ferite aperte e non mascherate.

I punti metallici sono particolarmente adatti per il cuoio capelluto in quanto non intaccano i capelli circostanti e sono facilmente identificabili al momento della rimozione.



PINZE RIMUOVI PUNTI



25893


- **25893 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI 11 cm** - sterile - conf. da 50

Adatta per l'uso con la maggior parte delle marche di graffette per la pelle. Combina funzionalità e convenienza.

26722

26737

- **26737 FORBICI SPENCER LEVAPUNTI ACCIAIO INOX - 13 cm**
- **26722 PINZA MICHEL LEVAPUNTI ACCIAIO INOX - 12 cm**



25892



- **25892 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI** - sterile - conf. da 20

Pratica pinza monouso per rimozione di graffette di misura regolare o grande. Manico in plastica e punte in acciaio inox.



25895

- **25895 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI SR-3** - sterile - conf. da 10

Simile a una forbice, fornisce una presa ergonomica e rimuove i punti nella stessa direzione in cui sono stati impiantati, facilitandone l'estrazione. Manico in plastica e punte in acciaio inox.

TRUWAX - STERILE

- **23000 CERA CHIRURGICA STERILE TRUWAX 2,5 g** - conf. da 12 pz.

Equivalente a Ethicon: BONE WAX

Truwax è una cera per ossa sterile utilizzata durante le operazioni chirurgiche per monitorare e tamponare perdite di liquido dalla superficie dell'osso, agendo come una barriera meccanica e fornendo una funzione emostatica che blocca i pori e i canali dell'osso lesionato o danneggiato. Costituita da una miscela sterile di cera d'api, paraffina e palmitato di isopropile. I materiali offrono un'ottima malleabilità. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Certificato MDR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cera d'api I.P., Paraffina bianca dura, I.P., Palmitato di isopropile, U.S.P.

Colore - Odore: opaco - odore di cera

Sterilizzazione: radiazione gamma

Scadenza da data produzione: 5 anni

Imballaggio: 2,5 g per confezione unitaria



23000

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

Equivalente a Ethicon: SURGICEL

Caratteristiche

- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata e rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile

Applicazioni

- neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, sistema ventricolare, colonna vertebrale
- cardiocirurgia: chirurgia di sostituzione valvola, emorragia midollare sternale, approccio alla base del cranio, chirurgia cerebrovascolare
- chirurgia ginecologica: perforazione parete uterina
- ORL: epistassi posteriore
- chirurgia generale: perforazioni iatrogene

CARATTERISTICHE TECNICHE

Emostasi: in 3-5 minuti

Sterilizzazione: radiazione gamma

Scadenza da data produzione: 3 anni



23005



23008

Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Certificato MDR

Codice GIMA	CLINICEL STANDARD - conf. da 6 pz.	cm	pollici
23003	Clinicel standard	5,1x7,6	2x3
23004	Clinicel standard	5,1x35,5	2x14
23005	Clinicel standard	10x20	4x8
Codice GIMA	CLINICEL FIBRIL - conf. da 6 pz.	cm	pollici
23007	Clinicel fibril	2,5x5,1	1x2
23008	Clinicel fibril	5,1x10	2x4

RASOI PER PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA - LAMA IN ACCIAIO INOX



27081



27082

Codice GIMA	RASOI MONOUSO NON STERILI lame in acciaio inox	Lunghezza lama	Minimo vendita
27080	Rasoio monolama - 98,6x41 mm	35 mm	conf. da 100
27081	Rasoio bilama - 98,6x41 mm	35 mm	conf. da 100
27082	Rasoio monolama per tricotomia - 103x47 mm	38 mm	conf. da 50

RASOI MONOUSO NON STERILI

Rasoi non sterili con lama in acciaio inox.


Tutti i rasoi sono forniti in un dispenser multilingue:

GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, SE, RO, HR, FI, SI, LV, CZ, HU, BG, Arabo.

Lama singola

Lama Doppia

Lama singola su due lati



27080



27081



27082



RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO 3M™ A TESTINA ROTANTE*



Manico ergonomico con testina rotante* e caricabatterie

27054

• 27054 KIT RASOIO 3M™ 9667L-E (RASOIO + CARICABATTERIE)

Il rasoio chirurgico 3M con la sua unica testina rotante* è un dispositivo sicuro, affidabile e facile da usare. Garantisce una rasatura pratica dei pazienti.

*Se utilizzato con le lame 3M 9660 (27055)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RASOIO CHIRURGICO CON LE DIVERSE LAME

	27055	27056
Testina rotante	✓	✓
Impugnatura ergonomica	✓	✓
Lama facile da inserire	✓	✓
Taglia tutti i tipi di capelli o di peli del corpo, bagnati o asciutti, in un'unica passata	✓	✓
Rimuove rapidamente ed efficacemente i capelli nei casi di trauma e neurochirurgia	✓	✓
La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico	✓	✓
Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con caricabatterie dotato di relativa spia	✓	✓
Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore	✓	✓
Immergibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione IPX7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)	✓	✓

• 27055 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - rotanti - conf. da 50

• 27056 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - non rotanti - conf. da 20

Lama rasoio monouso sigillata singolarmente



27055

Lama per capelli o peli folti



27056



RETE CHIRURGICA NON ASSORBIBILE - STERILE - TRASPARENTE



Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

RETE TRULENE (POLIPROPILENE) -

Non assorbibile

Equivalente a Ethicon: PROLENE MESH

Caratteristiche

- non aderente al tessuto e biologicamente inerte
- supporto duraturo per lunghi periodi
- eccellente resistenza alla trazione e flessibilità
- facile da collocare tra i tessuti
- materiale inerte
- non ospita microrganismi
- minimo rischio trombotico

Applicazioni

- cura di ernie, chirurgia plastica, generale e gastrointestinale


Caratteristiche tecniche

- rete chirurgica non assorbibile in monofilamenti di polipropilene
 - il prodotto non richiede alcun rivestimento ed è fornito non trattato
 - sterilizzato con ossido di etilene
 - Scadenza da data produzione: 5 anni.
- Certificato MDR.**

RETE TRULENE - non assorbibile		
Codice GIMA	Dimensioni	Minimo vendita
23012	6 x 11 cm	conf. da 6
23013	7,6 x 15 cm	conf. da 6
23014	10 x 15 cm	conf. da 3
23015	15 x 15 cm	conf. da 3
23016	30 x 30 cm	conf. da 1

LAME MONOUSO GIMA IN ACCIAIO INOX O IN ACCIAIO AL CARBONIO

LAME MONOUSO GIMA - sterili - dispenser da 100 lame
 Le lame chirurgiche sono disponibili in acciaio al carbonio o in acciaio inox di alta qualità. Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005. Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio. Le lame in fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI. La dimensione è identificabile chiaramente sul retro della busta e sulla confezione unitaria.
 Scatola ed istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, SK, SE, FI, DK, RO, BG, GR, HR, SI, Arabo. **Certificato MDR.**



Acciaio al carbonio	Acciaio inox	Acciaio inox Diamantine	LAME STERILI GIMA	Minimo vendita
27000	27020	27010	Lame sterili n. 10	conf. da 100
27001	27021	27011	Lame sterili n. 11	conf. da 100
27002	27022	-	Lame sterili n. 12	conf. da 100
27003	27023	27013	Lame sterili n. 15	conf. da 100
27009	-	-	Lame sterili n. 15c	conf. da 100
27004	27024	27014	Lame sterili n. 20	conf. da 100
27005	27025	27015	Lame sterili n. 21	conf. da 100
27006	27026	27016	Lame sterili n. 22	conf. da 100
27007	27027	27017	Lame sterili n. 23	conf. da 100
27008	27028	27018	Lame sterili n. 24	conf. da 100



Codice GIMA	PORTALAME - ACCIAIO INOX
26913	Portalame n. 3 per lame 10-15
26914	Portalame n. 4 per lame 20-25



LAME DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI
 Lame affilatissime di alta qualità con rivestimento in nitruro di zirconio fuso sul tagliente per soddisfare i requisiti chirurgici più rigorosi. Tagliente durevole che rimane affilato anche dopo innumerevoli incisioni. Il materiale simile a diamante crea un tagliente molto duro che non si smussa neanche a seguito degli impieghi più impegnativi. Biocompatibili e altamente resistenti alla corrosione. Compatibili con i portalamme autoclavabili n. 3 e n. 4. Acciaio inox, sterili. **Certificato MDR.**



BISTURI MONOUSO GIMA IN ACCIAIO INOX

BISTURI MONOUSO STERILI GIMA - conf. da 10 bisturi
 Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS. Confezionati singolarmente in busta sterilizzata. Coprilama di sicurezza. **Certificato MDR.**

BISTURI DI SICUREZZA MONOUSO STERILI GIMA
 Bisturi di sicurezza con protezione contro eventuali ferite prima dell'uso, durante le diverse fasi di utilizzo e dopo lo smaltimento. Privi di lattice e ftalati. **Certificato MDR.**



Copri-lama di sicurezza	Standard	Sicurezza	Diamantine ad alte prestazioni	BISTURI MONOUSO STERILI GIMA acciaio inox - conf. da 10 pz.
27040	27060	27070	22460	Bisturi monouso - lama 10
27041	27061	27071	22461	Bisturi monouso - lama 11
27042	27062	-	-	Bisturi monouso - lama 12
27043	27063	27073	22463	Bisturi monouso - lama 15
27049	-	-	-	Bisturi monouso - lama 15c
27044	27064	27074	22464	Bisturi monouso - lama 20
27045	27065	27075	22465	Bisturi monouso - lama 21
27046	27066	27076	22466	Bisturi monouso - lama 22
27047	27067	27077	22467	Bisturi monouso - lama 23
27048	27068	27078	22468	Bisturi monouso - lama 24

BISTURI DIAMANTINE AD ALTE PRESTAZIONI - sterili
 Lama con tagliente ad alte prestazioni, con affilatura molto elevata e durevole
 - l'impugnatura con presa facilitata agevola l'azione di taglio e il controllo della linea di incisione
 - ogni impugnatura ha un righello graduato di 6 cm per aiutare a determinare la lunghezza dell'incisione (solo indicativa)
 - la guaina protettiva copre la lama per evitare tagli accidentali
 - senza lattice e ftalati
Certificato MDR.



LAME, BISTURI E RIMUOVI PUNTI MONOUSO SWANN-MORTON

LAME E BISTURI MONOUSO SWANN-MORTON

Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità, precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di



Lama in acciaio inossidabile con impugnatura in plastica, confezionata singolarmente in busta sterilizzata in scatola da 10 pz. Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

Codice GIMA	BISTURI SWANN MORTON CON LAMA INOX	Minimo vendita
22430	Bisturi monouso - lama 10 - sterile	conf. da 10
22431	Bisturi monouso - lama 11 - sterile	conf. da 10
22432	Bisturi monouso - lama 12 - sterile	conf. da 10
22433	Bisturi monouso - lama 15 - sterile	conf. da 10
22435	Bisturi monouso - lama 20 - sterile	conf. da 10
22436	Bisturi monouso - lama 21 - sterile	conf. da 10
22437	Bisturi monouso - lama 22 - sterile	conf. da 10
22438	Bisturi monouso - lama 23 - sterile	conf. da 10
22439	Bisturi monouso - lama 24 - sterile	conf. da 10

BISTURI DI SICUREZZA CON LAMA RETRAIBILE



Codice GIMA	BISTURI DI SICUREZZA SWANN MORTON CON LAMA RETRAIBILE INOX	Minimo vendita
22440	Bisturi monouso - lama 10 - sterile	conf. da 25
22441	Bisturi monouso - lama 11P - sterile	conf. da 25
22443	Bisturi monouso - lama 15 - sterile	conf. da 25
22448	Bisturi monouso - lama 23 - sterile	conf. da 25



Codice GIMA	RIMUOVI PUNTI DI SICUREZZA CON LAMA RETRAIBILE INOX	Minimo vendita
22450	Rimuovi punti di sicurezza con lama retraibile - sterile	conf. da 25

assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure di controllo della qualità assicurano un'incomparabile consistenza e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui Swann-Morton è la scelta preferita di molti professionisti medici in tutto il mondo.



LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO SWANN-MORTON - STERILI - conf. da 100 pz

Codice GIMA	LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO SWANN-MORTON - STERILI - conf. da 100 pz
22400	Lama 10
22401	Lama 11
22402	Lama 12
22403	Lama 15
22405	Lama 20
22406	Lama 21
22407	Lama 22
22408	Lama 23
22409	Lama 24

Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

LAMA RIMUOVI PUNTI IN ACCIAIO AL CARBONIO - STERILE



Con CE	Senza CE	MANICI SWANN-MORTON IN ACCIAIO INOX	Compatibilità con lama
22425	22423*	Manico graduato inox n. 3	10, 11, 12, 15
22426	22424*	Manico graduato inox n. 4	20, 21, 22, 23, 24

*Conf. da 10

LAME E BISTURI PARAGON

LAME BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili

Lame in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio. Confezionate singolarmente in lamina metallica. Sterilizzate a raggi gamma.



BISTURI "PARAGON" CON LAMA INOX - monouso sterili

La presa sull'impugnatura di plastica permette di effettuare incisioni lunghe e precise. Confezionati singolarmente in bustine sterili, con rinforzo a protezione della lama e in scatole da 10 pezzi.



MADE IN THE UK


Lama conf. da 100	Bisturi conf. da 10	LAMA INOX STERILE
26901	26920	Lama 10
26902	26921	Lama 11
26903	26922	Lama 12
26904	26923	Lama 15T
26905	26924	Lama 20
26906	26925	Lama 21
26907	26926	Lama 22
26908	26927	Lama 23
26909	26928	Lama 24

Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

RIMUOVI LAMA

• 22455 RIMUOVI LAMA - sterile - conf. da 50 pz.

Consente una rimozione facile e sicura di lame bisturi di tutte le dimensioni da entrambi i manici n. 3 e n. 4, riducendo le lesioni accidentali da taglio. Certificato MDR.



MANICO DI SICUREZZA

• 26915 MANICO DI SICUREZZA INOX n. 3 per lame 10-15

• 26916 MANICO DI SICUREZZA INOX n. 4 per lame 20-25

Manico innovativo che consente la rimozione a mani libere della lama in conformità a OSHA e CDC.

PREVIENE INFORTUNI DA TAGLIO CON LAME E IMPUGNATURE SICURE



CURETTE DERMATOLOGICHE GIMA STERILI MONOUSO

2 mm   22572

3 mm   22573

Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti

4 mm   22574

5 mm   22575

7 mm   22577

Curette sterili pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano la necessità di riaffilatura e di sterilizzazione.

Lama in acciaio inossidabile senza saldatura.

Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

Ampia gamma di misure disponibili.

Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia, veterinaria.

Scatola e istruzioni multilingue:

22574 GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.




22574



Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE - STERILI	Minimo vendita
22572	Curette dermatologiche Ø 2 mm	conf. da 10
22573	Curette dermatologiche Ø 3 mm	conf. da 10
22574	Curette dermatologiche Ø 4 mm	conf. da 10
22575	Curette dermatologiche Ø 5 mm	conf. da 10
22577	Curette dermatologiche Ø 7 mm	conf. da 10

CURETTE DERMATOLOGICHE GIMA CON RASCHIETTO STERILI MONOUSO



Nuova curette dermatologica raccomandata dai dermatologi per cura della cute e delle ferite. Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti.

Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia, veterinaria.

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE CON RASCHIETTO- STERILI	Minimo vendita
22562	Curette dermatologiche con raschietto Ø 2 mm	conf. da 10
22563	Curette dermatologiche con raschietto Ø 3 mm	conf. da 10
22564	Curette dermatologiche con raschietto Ø 4 mm	conf. da 10
22565	Curette dermatologiche con raschietto Ø 5 mm	conf. da 10
22567	Curette dermatologiche con raschietto Ø 7 mm	conf. da 10

CURETTE PER BIOPSIA GIMA STERILI MONOUSO

Curette sterili pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano la necessità di sterilizzazione.

Lama in acciaio inossidabile senza saldatura, manico scanalato per facilitare la presa e il controllo. Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

Ampia gamma di misure disponibili. Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti.


Aree cliniche: dermatologia, ginecologia, podologia. 22590

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.



Codice GIMA	CURETTE BIOPSIA - STERILI	Lunghezza lama mm	Minimo vendita
22580	Curette biopsia Ø 1 mm	8	conf. da 10
22581	Curette biopsia Ø 1,5 mm	8	conf. da 10
22582	Curette biopsia Ø 2 mm	8	conf. da 10
22583	Curette biopsia Ø 2,5 mm	8	conf. da 10
22584	Curette biopsia Ø 3 mm	8	conf. da 10
22585	Curette biopsia Ø 3,5 mm	8	conf. da 10
22586	Curette biopsia Ø 4 mm	8	conf. da 10
22587	Curette biopsia Ø 5 mm	8	conf. da 10
22588	Curette biopsia Ø 6 mm	8	conf. da 10
22589	Curette biopsia Ø 7 mm	8	conf. da 10
22590	Curette biopsia Ø 8 mm	8	conf. da 10



CURETTE DERMATOLOGICHE E PER BIOPSIA STIEFEL

Pronte all'uso, sterili, confezionate singolarmente. Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti soffici, con manico ergonomico in plastica per una presa migliore.



La misura è marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

Codice GIMA	Codice STIEFEL	CURETTE DERMATOLOGICHE - STERILI	Minimo vendita
22642	STIEF-CUR4	Curette dermatologiche Ø 4 mm	conf. da 10
22644	STIEF-CUR7	Curette dermatologiche Ø 7 mm	conf. da 10

Strumento monouso sterile per un'accurata biopsia della pelle. Lama in acciaio inossidabile e manico studiato per una presa migliore.



La misura è marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

Codice GIMA	Codice STIEFEL	CURETTE BIOPSIA - STERILI	Minimo vendita
22650	STIEF-BP2	Curette biopsia Ø 2 mm	conf. da 10
22651	STIEF-BP3	Curette biopsia Ø 3 mm	conf. da 10
22652	STIEF-BP35	Curette biopsia Ø 3,5 mm	conf. da 10
22653	STIEF-BP4	Curette biopsia Ø 4 mm	conf. da 10
22654	STIEF-BP5	Curette biopsia Ø 5 mm	conf. da 10
22655	STIEF-BP6	Curette biopsia Ø 6 mm	conf. da 10
22656	STIEF-BP8	Curette biopsia Ø 8 mm	conf. da 10

CURETTE DERMATOLOGICHE MONOUSO STERILI



Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti molli o deboli. Misura marchiata su ogni curette per un'agevole identificazione. Non necessitano di affilatura e sterilizzazione. Ampia gamma di misure disponibili.

Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche: carcinoma basocellulare, verruche ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, chirurgia, pediatria, veterinaria.

MADE IN JAPAN



Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE	Minimo vendita
22602	Curette dermatologiche Ø 2 mm	conf. da 20
22603	Curette dermatologiche Ø 3 mm	conf. da 20
22604	Curette dermatologiche Ø 4 mm	conf. da 20
22605	Curette dermatologiche Ø 5 mm	conf. da 20
22606	Curette dermatologiche Ø 7 mm	conf. da 20



CURETTE PER BIOPSIA MONOUSO STERILI

Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in plastica. Su ogni curette è marcata la misura per una più facile identificazione. Ideale per dermatologi, ginecologi, e podologi. Confezionate singolarmente in bustina sterile.

Senza otturatore	Con otturatore	CURETTE BIOPSIA - PUNCH	Lama mm	Minimo vendita
22610	22630	Curette biopsia Ø 1 mm	7	conf. da 20
22611	22631	Curette biopsia Ø 1,5 mm	7	conf. da 20
22612	22632	Curette biopsia Ø 2 mm	7	conf. da 20
22613	-	Curette biopsia Ø 2,5 mm	7	conf. da 20
22614	22634	Curette biopsia Ø 3 mm	7	conf. da 20
22615	-	Curette biopsia Ø 3,5 mm	7	conf. da 20
22616	22636	Curette biopsia Ø 4 mm	7	conf. da 20
22617	-	Curette biopsia Ø 5 mm	7	conf. da 20
22618	-	Curette biopsia Ø 6 mm	7	conf. da 20
22619	-	Curette biopsia Ø 8 mm	7	conf. da 20



Otturatore azionabile dall'esterno per facilitare il prelievo della biopsia



Il filo di lama senza giunte in acciaio inox assicura una superficie costantemente regolare di taglio, permettendo la qualità ottimale.


Lunghezza 7 mm



MADE IN JAPAN



Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparente resistente. Dispenser multilingue da 20 curette in: GB, FR, DE, ES, PT, JP.



CONTENITORI URINE



Contenitori graduati per urine in polipropilene con tappo rosso a vite e etichetta traslucida.
1 manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT


Codice GIMA	CONTENITORI URINE - sfusi	Minimo vendita
25958	Contenitore urine 120 ml	conf. da 300
CONTENITORI URINE - confezionati singolarmente		
25960	Contenitore urine 60 ml - camera bianca ISO8	conf. da 500
25961	Contenitore urine 60 ml - sterile	conf. da 500
25962	Contenitore urine 120 ml - camera bianca ISO8	conf. da 250
25963	Contenitore urine 120 ml - sterile	conf. da 250

PADELLA IN PLASTICA - URINALE



- **25979 PADELLA IN PLASTICA** - conf. da 20 pz. Fabbricata in polipropilene e confezionata singolarmente.
 - **25978 URINALE UOMO IN PLASTICA 1.000 ml** - conf. da 60 pz. Fabbricato in polietilene e confezionato singolarmente.
- Sia la padella che l'urinale dispongono di una confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, GR, SE.

CONTENITORI FECCI



Contenitori graduati per feci Coprotainer® in polipropilene con tappo rosso a vite e etichetta traslucida, confezionati singolarmente.

Codice GIMA	CONTENITORI FECCI - confezionati singolarmente	Minimo vendita
25965	Contenitore feci 30 ml - camera bianca ISO8	conf. da 500
25966	Contenitore feci 30 ml - sterile	conf. da 500
25967	Contenitore feci 60 ml - camera bianca ISO8	conf. da 500
25968	Contenitore feci 60 ml - sterile	conf. da 500

CONTENITORI URINE 24H



Contenitori graduati per urine 24 h in polietilene.
1 manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT

Codice GIMA	CONTENITORI URINE 24H	Minimo vendita
25980	Bottiglia 2.500 ml	conf. da 30
25981	Contenitore 2.000 ml con impugnatura ergonomica	conf. da 54
25982	Tanica 2.500 ml	conf. da 30
25984	Tanica 3.000 ml con sistema di aspirazione per provette sottovuoto e impugnatura ergonomica	conf. da 30

CONTENITORI CONFEZIONATI SINGOLARMENTE - LINEA FARMACIA



Contenitori graduati sterili per urine e feci
Contenitori sterili confezionati singolarmente con etichetta di carta (25987) o satinata (25969, 25997) e tappo a vite, in scatola singola.

Tanica urina graduata 24 H

Tanica in polietilene per la raccolta delle urine per 24 ore, in scatola singola.

Provetta sterile per urine e provetta sottovuoto

Provetta confezionata singolarmente con etichetta di carta, in scatoletta singola. Graduata 0,5, 1, 2,5, 5, 10 ml. Tutti gli articoli presentano una confezione multilingue: GB, FR, IT, ES.

Codice GIMA	CONTENITORI	Materiale	Minimo vendita
25987	Contenitore urine 120 ml - tappo rosso	Polipropilene	conf. da 100
25969	Contenitore urine 120 ml - tappo giallo	Polipropilene	conf. da 100
25975	Provetta sottovuoto urine 10 ml	Polipropilene	conf. da 100
25990	Provetta urine 12 ml	Polistirolo	conf. da 100
25995	Tanica urine 24 h 2.500 ml	Polietilene	conf. da 27
25997	Contenitore feci 60 ml	Polipropilene	conf. da 100

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 135°C



VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte
 Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la somministrazione di farmaci e fluidi.

4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:


- 50% più economici dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili illimitatamente a 135°C
- design moderno e accattivante
- più leggeri dei modelli in acciaio inox

Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.

- 26630 SCODELLINO 60xh 40 mm - graduato 50 ml
- 26631 SCODELLINO 80xh 60 mm - graduato 200 ml
- 26632 SCODELLINO 100xh 70 mm - graduato 300 ml
- 26633 SCODELLINO 150xh 70 mm - graduato 500 ml
- 26635 BACINELLA 200xh 45 mm - graduata 500 ml
- 26636 BACINELLA 250xh 55 mm - graduata 750 ml

Con rigonfiamenti speciali sul bordo per prevenire fenomeni di "vuoto" durante la sterilizzazione

- 26638 VASSOIO PER STRUMENTI 200x150x51 mm
- 26639 VASSOIO PER STRUMENTI 300x250x52 mm
- 26640 VASSOIO A SCOMPARTI 270x180x41 mm



26640

VASSOI E BACINELLE VALUE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 134°C

Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica.

Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla

maggioranza dei prodotti chimici sanitari.

Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).



37702

37701

- 37701 CAPSULA 63x42 mm - 90 ml
- 37702 CAPSULA 90x60 mm - 240 ml



37705-250 ml

37706-500 ml

37707-1000 ml

37708-1500 ml

- 37705 BACINELLA RENIFORME 6" 155x75 mm
- 37706 BACINELLA RENIFORME 8" 205x100 mm
- 37707 BACINELLA RENIFORME 10" 260x125 mm
- 37708 BACINELLA RENIFORME 12" 306x140 mm



37710

37711

- 37710 CARAFFA GRADUATA 500 ml
- 37711 CARAFFA GRADUATA 1.000 ml
- 37712 CARAFFA GRADUATA 2.000 ml

Graduazione in rilievo per una lettura facilitata.



37715

- 37715 VASSOIO DA LABORATORIO 375x300xh 75 mm



37717

- 37717 VASSOIO A SCOMPARTI 266x175xh 42 mm



Fornito di coperchio aderente alla scanalatura del contenitore per evitare fuoriuscita di materiale.

37718

- 37718 CONTENITORE PER STRUMENTI 220x150xh 70 mm

VASSOI/BACINELLE DI CARTA DI CELLULOSA RICICLATA - IDROREPELLENTI

Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di cellulosa riciclata, faldoni di carta e adiuvanti. Sicuri, puliti, atossici e senza lattice. Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010. Sterilizzabili con procedura ETO standard. Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.

Materiale:
 Uso previsto:
 Resistenza:
 Smaltimento:
 Dispositivo medico:

CARATTERISTICHE TECNICHE

pasta di carta modellata
 contenimento e trasporto urina, sangue, vomito
 36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici
 biodegradabili
 MDR 2017/745 - Classe I non sterili

USO MEDICO



26645

- 26645 BACINELLA RENIFORME MONOUSO 0,65 l - conf. da 300
 Dimensioni: 24,7x12,2x4,4 cm



37680

- 37680 BACINELLA MONOUSO 3l - conf. da 100
 Dimensioni: 29,9x25,4x10,2 cm



37681

- 37681 CARAFFA GRADUATA MONOUSO 1,5 l - conf. da 150
 Dimensioni: 23,9x16,7x11,6 cm



37682

- 37682 ORINATOIO MASCHILE PORTATILE MONOUSO 0,9 l - conf. da 100
 Dimensioni: 26x11,5x11 cm

BACINELLE INOX - AUTOCLAVABILI 121°C

Bacinelle con bordi tondi

26642

26644

26641

26643

BACINELLE RENIFORMI ECONOMICHE IN ACCIAIO INOX

Bacinelle reniformi INOX, autoclavabili a 121°C con uno spessore di 0,5 mm.

Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI ECONOMICHE IN ACCIAIO INOX	Capacità
26641	Bacinella reniforme 6" - 162x77x31 mm	190 ml
26642	Bacinella reniforme 8" - 207x98x39 mm	400 ml
26643	Bacinella reniforme 10" - 247x122x43 mm	600 ml
26644	Bacinella reniforme 12" - 309x149x59 mm	1.500 ml

SECCHI CON COPERCHIO - INOX

- 26574 CATINO PER COMODE CON COPERCHIO 5 l
 - Ø 307xh 167 mm
 - 26576 SECCHIO CON COPERCHIO 12 l
 - Ø 290xh 300 mm
 - 26577 SECCHIO CON COPERCHIO 15 l
 - Ø 322xh 307 mm
- Secchi in acciaio INOX AISI 304 autoclavabili a 121°C.



26574



26576

26577

BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 304 - 18/8 - SPESSORE 0,6 mm - AUTOCLAVABILI 121°C



Bordi bassi

26610

Bordi bassi

26611

Bordi tondi

26612

Autoclavabili a 121°C



26580

26581

26582

Bordi tondi

Autoclavabili a 121°C



26584

26585

26589

Bordi tondi

Autoclavabili a 121°C

Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI BORDO BASSO	Capacità
26610	Bacinella - 207x128xh 33 mm	480 ml
26611	Bacinella - 254x141xh 33 mm	750 ml
26612	Bacinella - 280x141xh 40 mm	1.600 ml

Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI BORDO ALTO	Capacità
26580	Bacinella - 162x77x31 mm	190 ml
26581	Bacinella - 207x98x39 mm	400 ml
26582	Bacinella - 247x122x43 mm	600 ml
26583	Bacinella - 309x149x59 mm	1.500 ml

Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI BORDO ALTO CON COPERCHIO*	Capacità
26584	Bacinella - 200x95x35 mm	300 ml
26585	Bacinella - 247x122x43 mm	600 ml
26589	Bacinella - 309x149x59 mm	1.500 ml

*Coperchio spesso 0,5 mm

CATINI E CAPSULE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - 18/8 - AUTOCLAVABILI 121°C



26586

26587



26621

26622



26618

26619

26616

26617

Codice GIMA	CATINI	Capacità
26586	Ø 310xh 72 mm - basso	3 l
26588	Ø 405xh 95 mm - basso	7 l
26587	Ø 318xh 84 mm - alto	4 l

Codice GIMA	CAPSULE TONDE	Capacità
26595	Ø 107xh 56 mm	325 ml
26596	Ø 158xh 75 mm	940 ml
26621	Ø 208xh 84 mm	1.940 ml
26622	Ø 258xh 92 mm	3.200 ml

Codice GIMA	CAPSULE FONDO PIANO CON BECCO	Capacità
26616	Ø 56xh 32 mm	50 ml
26617	Ø 88xh 46 mm	170 ml
26618	Ø 128xh 60 mm	450 ml
26619	Ø 158xh 75 mm	940 ml

VASSOI E BACINELLE IN ACCIAIO INOX - AUTOCLAVABILI 121°C - AISI 304



VASSOI E BACINELLE IN ACCIAIO INOX
In acciaio INOX AISI 304 con uno spessore minimo di 0,6 mm.

Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI ANGOLI RETTANGOLARI
Senza coperchio	
26603	306x196xh 50 mm
26604	355x254xh 50 mm
26597	380x304xh 50 mm
26598	440x320xh 64 mm
Con coperchio	
26607	306x196xh 50 mm
26608	355x254xh 50 mm
26609	440x320xh 64 mm
Perforati con coperchio	
26646	223x126x h 45 mm
26647	355x254x h 50 mm

Forniti con coperchio



Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI ANGOLI ROTONDI
Senza coperchio	
26599	223x126xh 45 mm
26602	264x172xh 47 mm
Con coperchio	
26605	223x126xh 45 mm
26606	264x172xh 47 mm



Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI DENTALI
26600	208x109x h 15 mm
VASSOI STRUMENTI	
26601	210x160x h 25 mm
26629	313x218x h 31 mm



Codice GIMA	VASSOI MAYO - BORDI BASSI
Non perforati	
26613	254x165x h 18 mm
26614	350x252x h 16 mm
26615	432x295x h 19 mm
Perforati	
26651	350x252x h 16 mm



- 26573 PADELLA ROTONDA+COPERCHIO - manico lineare - Ø 300xh 85 mm




- 26624 PORTACOTONE CON COPERCHIO
- 26623 PORTACOTONE - 0,5 l - Ø 102x65 mm
- 26624 PORTACOTONE - 1 l - Ø 103x126 mm
- 26625 PORTACOTONE - 2 l - Ø 127x161 mm



- 26626 PORTAPINZE - Ø 55xh 140 mm
- 26627 PORTAPINZE - Ø 55xh 180 mm
- 26628 PORTATERMOMETRI - Ø 33xh 80 mm
- 26620 BICCHIERE MEDICINE - 60 ml - Ø 53xh 53 mm



- 26590 PADELLA TIPO FRACTURE - con anello - 418x292x85 mm



- 26594 PADELLA TIPO FRACTURE - con manico tubolare - 418x292x85 mm



- 26593 PADELLA TIPO PERFECTION 354x289x97 mm



- 26578 URINALE MASCHILE - 1,2 l



- 26579 URINALE FEMMINILE - 1,2 l










- 26591 URINALE MASCHILE VERTICALE Ø 114x220 mm - 1,5 l

SIRINGHE IPODERMICHE 3 PEZZI CON E SENZA AGO

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza. Le siringhe ipodermiche INJ/LIGHT sono state realizzate in conformità ai maggiori standard internazionali e rispettano la Direttiva Europea.


La fabbricazione rispetta i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001/2015 - UNI EN ISO 13485/2016.

SIRINGHE SENZA AGO			
Codice GIMA	Capacità		Minimo vendita
CONO LUER LOCK			
23806	1 ml		conf. da 100
23807	5 ml		conf. da 100
23808	10 ml		conf. da 100
23809	20 ml		conf. da 50
23810	30 ml		conf. da 50
23811	60 ml		conf. da 25
CONO LUER CENTRALE			
23813	3 ml		conf. da 100
23814	5 ml		conf. da 100
23815	10 ml		conf. da 100
23812	20 ml		conf. da 50
CONO LUER ECCENTRICO			
23816	10 ml		conf. da 100
23817	20 ml		conf. da 50
23819	60 ml		conf. da 25
CONO LUER CATETERE			
23820	60 ml		conf. da 20
23821	100 ml		conf. da 25





La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Le siringhe sono realizzate in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionate individualmente in blister. Aghi con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304. Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

SIRINGHE CON AGO			
Codice GIMA	Capacità	Ago assemblato	Minimo vendita
CONO LUER CENTRALE			
23822	1 ml - tuberculina	26G - 0,45x13 mm	conf. da 100
23824	2,5 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100
23825	2,5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23827	5 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100
23828	5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23830	10 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100
23831	10 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23832	20 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 50




SIRINGHE CON AGO DI SICUREZZA			
Codice GIMA	Capacità	Ago assemblato	Minimo vendita
CONO LUER CENTRALE			
23835	2,5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23836	5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23837	10 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 50
23838	10 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 50



CONTRO LE PUNTURE ACCIDENTALI

CONO LUER ECCENTRICO CON AGO			
Codice GIMA	Capacità	Ago assemblato	Minimo vendita
23833	10 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100
23834	20 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 50




STERILE EO



PHT



LATEX



1370

Dispositivo medico classe IIa

AGHI IPODERMICI E SET INFUSIONE - STERILI

Gamma di aghi ipodermici e set per infusione che assicurano un trauma minimo durante la penetrazione grazie alla tripla affilatura. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificamente per garantire un'iniezione indolore. Aghi in acciaio inox AISI 304 totalmente atossici e apirogeni.

Ago ipodermico



23793

Ago di sicurezza ipodermico

Gli aghi sono dotati di cono Luer-slip, valido per siringhe Luer-slip o Luer-lock. Gli aghi dei set per infusione sono dotati di alette morbide e flessibili. Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock. Confezionati in blister individuali.

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, RU (set infusione), GB, IT, ES, PT (aghi ipodermici).



STERILE EO



LATEX




1370

Dispositivo medico classe IIIa

AGHI IPODERMICI				
Standard	Sicurezza	Ago	Colore	Minimum order
23750	23790	18G - 1,2x38 mm	● Rosa	conf. da 100
23751	23791	19G - 1,1x38 mm	● Crema	conf. da 100
23753	-	20G - 0,9x38 mm	● Giallo	conf. da 100
23755	23793	21G - 0,8x38 mm	● Verde	conf. da 100
23757	-	22G - 0,7x32 mm	● Nero	conf. da 100
23758	23794	23G - 0,6x25 mm	● Turchese	conf. da 100
23760	-	25G - 0,5x16 mm	● Arancione	conf. da 100
23761	-	26G - 0,45x13 mm	● Marrone	conf. da 100
23762	-	27G - 0,4x13 mm	● Grigio	conf. da 100

SET INFUSIONE				
Standard	Sicurezza	Ago	Colour	Minimo vendita
23766	-	19G - 1,1x19 mm	● Crema	conf. da 100
23767	-	20G - 0,9x19 mm	● Giallo	conf. da 100
23768	23774	21G - 0,8x19 mm	● Verde	conf. da 100
23769	-	22G - 0,7x19 mm	● Nero	conf. da 100
23770	23776	23G - 0,6x19 mm	● Turchese	conf. da 100
23771	-	25G - 0,5x19 mm	● Arancione	conf. da 100



AGHI IPODERMICI TERUMO® AGANI™ - STERILI

Aghi ipodermici sterili monouso, adatti per un'ampia gamma di applicazioni. La geometria speciale dell'affilata punta a lancetta facilita la penetrazione nella cute e contribuisce a ridurre il trauma. La cannula rivestita in silicone scivola e penetra agevolmente, senza effetto di attrito. L'affidabilità e la facilità di impiego aumentano la sicurezza e il benessere del paziente:



l'angolo molto inclinato della breve smussatura comporta una lunghezza più ridotta della smussatura dell'ago, riducendo il rischio di perforazione vascolare. Attacco in polipropilene, ago in acciaio inox. L'attacco con codice colore ISO consente di riconoscere il diametro dell'ago. Classe IIa. MDR 2017/745.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Confezionati singolarmente in blister. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

AGHI IPODERMICI AGANI™				
Codice GIMA	Codice TERUMO®	Ago	Colore	Minimo vendita
37600	AN*1838R1	18Gx1 1/2" - 1,2x38 mm	● rosa	conf. da 100
37605	AN*2138R1	21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm	● verde	conf. da 100
37607	AN*2232R1	22Gx1 1/4" - 0,7x32 mm	● nero	conf. da 100
37609	AN*2325R1	23Gx1" - 0,6x25 mm	● blu	conf. da 100
37610	AN*2332R1	23Gx1 1/4" - 0,6 x 32 mm	● blu	conf. da 100
37611	AN*2425R1	24Gx1" - 0,55 x 25 mm	● viola	conf. da 100
37612	AN*2516R1	25Gx5/8" - 0,5 x 16 mm	● arancio	conf. da 100
37613	AN*2525R1	25Gx1" - 0,5 x 25 mm	● arancio	conf. da 100
37616	AN*2719R1	27Gx3/4" - 0,4 x 19 mm	● grigio	conf. da 100
37617	AN*3013R1	30Gx1/2" - 0,3 x 13 mm	● giallo	conf. da 100



SIRINGHE 3 PARTI TERUMO® CON O SENZA AGO

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato. Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento. Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox. Senza lattice.

Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.

Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.

Durata a scaffale dalla data di produzione: 5 anni.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI				
Codice GIMA	Codice TERUMO®	Capacità LUER LOCK CONCENTRICO	Minimo vendita	
37630	MDSS03LE	3 ml	conf. da 100	<p>50 ml - trasparente Corpo cilindrico polipropilene</p> <p>Stantuffo polipropilene</p> <p>Guarnizione elastomero termoplastico</p> <p>37638</p>
37632	SS*05LE1	5 ml	conf. da 100	
37634	SS*10LE1	10 ml	conf. da 100	
37635	SS+20L1	20 ml	conf. da 50	
37637	SS*30L1MP	30 ml	conf. da 25	
37638	SS+50L1	50 ml	conf. da 25	
LUER SLIP CONCENTRICO				
37640	MDSS01SE	1 ml - Tuberculina	conf. da 100	<p>37641</p>
37641	MDSS03SE	2,5 ml	conf. da 100	
37643	MDSS05SE	5 ml	conf. da 100	
LUER SLIP ECCENTRICO				
37645	MDSS10ESE	10 ml	conf. da 100	<p>37645</p>
37646	MDSS20ESE	20 ml	conf. da 50	
PUNTA CATETERE				
37648	SS+50C1	50 ml	conf. da 25	<p>37648</p>

SIRINGHE TERUMO® CON AGO - STERILI				
Codice GIMA	Codice TERUMO®	Capacità	Ago assemblato	Minimo vendita
37652	SS*02SE2138I	2,5 ml	21Gx1 1/2" - 0,8x40 mm	conf. da 100
37653	SS*02SE2238I	2,5 ml	22Gx1 1/2" - 0,7x38 mm	conf. da 100
37654	MDSS03S2138E	3 ml	21Gx1 1/2" - 0,8x38mm	conf. da 100
37655	MDSS05S2238E	5 ml	21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm	conf. da 100
37656	MDSS05S2332E	5 ml	22Gx1 1/2" - 0,7x38 mm	conf. da 100
37659	MDSS10S2138E	10 ml	21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm	conf. da 100
TUBERCOLINA				
37662	MDSS01S2613E	1 ml	26Gx1/2" - 0,45x13 mm	conf. da 100
LUER TUBERCOLINA				
37664	MDSS01S2516E	1 ml	25Gx5/8" - 0,5x16 mm	conf. da 100



CUSCINO INIEZIONI INTRAMUSCOLARI

• 23797 CUSCINO INDOSSABILE PER ESERCITAZIONE INIEZIONI INTRAMUSCOLARI - con laccetto
Cuscino per esercitarsi a eseguire iniezioni intramuscolari, dotato di laccetto per il fissaggio intorno all'arto durante l'esercitazione. Per aumentare il realismo dell'operazione, il modulo è suddiviso in cute, strato muscolare e cornice esterna. Superficie in silicone con spugna interna, base in plastica.



SIRINGHE BD EMERALD™

Ecologiche
30% di materiale in meno
rispetto alle altre siringhe

Flangia
Per un maggiore comfort e
una migliore stabilità

Top stantuffo ruvido
Riduce lo slittamento in
fase di somministrazione

CE 0318

Stopper verde e
graduazione in grassetto
Per dosare in maniera
accurata

Corpo trasparente
Consente di visualizzare
il fluido

Anello di ritenzione robusto
Previene la fuoriuscita
accidentale dello stantuffo

SIRINGHE BD EMERALD™

Codice GIMA	Codice BD	Capacità	AGO	Minimo vendita
SIRINGHE SENZA AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE				
23863	307727	2 ml		conf. da 100 pz.
23864	307731	5 ml		conf. da 100 pz.
23865	307736	10 ml		conf. da 100 pz.
SIRINGHE CON AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE				
23868	307728	2 ml	22G - 0,7x30 mm	conf. da 100 pz.
23869	307733	5 ml	22G - 0,7x30 mm	conf. da 100 pz.
23870	307737	10 ml	21G - 0,8x40 mm	conf. da 100 pz.

SIRINGHE BD PLASTIPAK™

CE 0050

23873



23878

SIRINGHE BD PLASTIPAK™

Codice GIMA	Codice BD	Capacità	MODELLO	Minimo vendita
SIRINGHE SENZA AGO - LUER LOCK				
23873	301229	30 ml	Luer - lock	conf. da 60 pz.
23874	300865	50 ml	Luer - lock	conf. da 60 pz.
SIRINGHE SENZA AGO - CONO CATETERE				
23877	300867	50 ml	Cono catetere	conf. da 60 pz.
23878	300605	100 ml	Cono catetere	conf. da 25 pz.

AGHI BD MICROLANCE™


Codice GIMA	Codice BD	AGHI BD MICROLANCE™	Minimo vendita
23739	304622	18G - 1,20x40 mm - rosa	conf. da 100 pz.
23740	301500	19G - 1,10x40 mm - bianco	conf. da 100 pz.
23741	301300	20G - 0,90x40 mm - giallo	conf. da 100 pz.
23742	304432	21G - 0,80x40 mm - verde	conf. da 100 pz.
23743	300900	22G - 0,70x30 mm - nero	conf. da 100 pz.
23744	300800	23G - 0,60x25 mm - blu	conf. da 100 pz.
23745	300600	25G - 0,50x16 mm - arancio	conf. da 100 pz.
23746	303800	26G - 0,45x13 mm - marrone	conf. da 100 pz.
23747	300635	27G - 0,40x13 mm - grigio	conf. da 100 pz.
23748	304000	30G - 0,29x13 mm - giallo	conf. da 100 pz.



CE 0050




SIRINGHE ED AGHI DA INSULINA BD MICRO-FINE™



Codice GIMA	Codice BD	AGHI BD MICRO-FINE™	Minimo vendita
23850	320140	Aghi Micro-fine BD 4 mm - 32 G	conf. da 100 pz.
23851	320594	Aghi Micro-fine BD 5 mm - 31 G	conf. da 100 pz.
23852	320592	Aghi Micro-fine BD 8 mm - 31 G	conf. da 100 pz.
Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina disponibili sul mercato (Sanofi-Aventis, Eli Lilly, Novo Nordisk, Owen Mumford)			
SIRINGHE BD MICRO-FINE™			
23860	324826	Siringhe Micro-Fine BD 0,3 ml - 8 mm - 30G	conf. da 100 pz.
23861	324825	Siringhe Micro-Fine BD 0,5 ml - 8 mm - 30G	conf. da 100 pz.

SIRINGHE DA INSULINA



La siringa residuo zero ha una doppia protezione (copri ago e copri cilindro) per una migliore sterilità.

23803

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero. Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copri ago e copri cilindro) per una sterilità ottimale. Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina. Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

Codice GIMA	SIRINGA DA INSULINA A RESIDUO ZERO - AGO STACCABILE	Minimo vendita
23802	Siringa da Insulina 1ml - 25G - 0,5x16 mm	conf. da 100 pz.
23803	Siringa da Insulina 1ml - 27G - 0,4x13 mm	conf. da 100 pz.
SIRINGA DA INSULINA A RESIDUO ZERO - AGO FISSO		
23805	Siringa da Insulina 0,5ml - 30G - 0,3x8 mm	conf. da 100 pz.

AGHI PER PENNE DA INSULINA

Scatola multilingua: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, Arabo



STERILE EO

CE 0197

Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete mellito. Grazie ad una speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente sottile, questi aghi garantiscono un'iniezione indolore e poco fastidiosa. Apirogeni. Rimborsabili SSN.

Codice GIMA	AGHI PER PENNE DA INSULINA GIMA - UNIVERSALI	Minimo vendita
23840	Aghi per penne da insulina GIMA 4 mm - 32G	conf. da 100 pz.
23841	Aghi per penne da insulina GIMA 5 mm - 31G	conf. da 100 pz.
23842	Aghi per penne da insulina GIMA 6 mm - 31G	conf. da 100 pz.
23843	Aghi per penne da insulina GIMA 8 mm - 31G	conf. da 100 pz.
Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina presenti sul mercato (Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Eli Lilly, Owen Mumford)		

AGHI PER MESOTERAPIA, SCLEROTERAPIA E FILLER MESO-RELLE



AGHI IPODERMICI MESO-RELLE

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale.

MADE IN JAPAN



Codice GIMA	AGHI LUER MESOTERAPIA				Minimo vendita
	Calibro	Ø mm	Lunghezza mm	Colore	
23670	27G	0,40	4	grigio	conf. da 100
23671	27G	0,40	6	grigio	conf. da 100
23672	30G	0,30	4	giallo	conf. da 100
23673	30G	0,30	6	giallo	conf. da 100
23674	31G	0,26	4	azzurro	conf. da 100
23675	31G	0,26	6	azzurro	conf. da 100
23676	32G	0,23	4	rosa	conf. da 100
23677	32G	0,23	6	rosa	conf. da 100
23678	33G	0,20	4	verde	conf. da 100

AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER					
23679	27G	0,40	12	grigio	conf. da 100
23680	30G	0,30	12	giallo	conf. da 100
23682	31G	0,26	12	azzurro	conf. da 100
23684	32G	0,23	12	rosa	conf. da 100

AGHI LUER FILLER					
23686	27G	0,40	40	grigio	conf. da 100
23687	30G	0,30	25	giallo	conf. da 100
23688	30G	0,30	40	giallo	conf. da 100

MICRO-MESOTERAPIA



MICRO-MESOTERAPIA MESO-RELLE

La Microterapia, evoluzione della mesoterapia, è una recente tecnica utilizzata per somministrare medicinali tramite iniezione intradermica superficiale; si aggiunge ad altre tecniche quali le iniezioni intramuscolari, intraveneree e sottocutanee.



Dispositivo monouso a forma di cono rovesciato con al centro un ago speciale ultrafine

Codice GIMA	AGHI MICRO-MESOTERAPIA - STERILI					Minimo vendita
	Tipo	Calibro	Ø mm	Lung. mm	Colore	
23690	Ago	27G		2,5	bianco	conf. da 25
23691	Ago	30G		2,5	giallo	conf. da 25
23694	S.i.T.*	31G	0,26	2,5	bianco	conf. da 25

*Skin Injection Therapy (Terapia a iniezione cutanea)

MULTINIETTORI MESO-RELLE




CONNETTORI MULTINIETTORI MESO-RELLE

I connettori multiniettori monouso per mesoterapia Meso-relle sono sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singoli e trasparenti, sono privi di colore in modo da consentire una visualizzazione completa del contenuto e resistono perfettamente ad elevati livelli di pressione.



Codice GIMA	CONNETTORI MULTINIETTORI			Minimo vendita
	Tipo	Connettori	Taper	
23700	Lineare	3	Luer	conf. da 50
23701	Lineare	5	Luer	conf. da 50
23703	Circolare	5	Luer	conf. da 50

AGHI CANNULA OPTIVA® MONOVIA O A DOPPIA VIA - RADIOPACHI




AGO CANNULA MONOVIA OPTIVA® - STERILE

Facile introduzione in vena l'ago introduttore con punta affilatissima a V riduce la forza di penetrazione del 25-30%

Fissaggio sicuro e confort del paziente raccordo lungo per abbondanti suture o cerotti

Visualizzazione reflusso camera di reflusso trasparente

Codice GIMA	Codice Smiths	AGO CANNULA MONOVIA			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23720	5064-AI	18G	45 mm (1 3/4")	Verde	conf. da 50
23721	5066-AI	20G	32 mm (1 1/4")	Rosa	conf. da 50
23722	5060-AI	22G	25 mm (1")	Blu	conf. da 50



AGO CANNULA A DOPPIA VIA OPTIVA® - STERILE

Flusso elevato (high flow), Facile introduzione in vena (easy venous insertion)

Codice GIMA	Codice Smiths	AGO CANNULA A DOPPIA VIA			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23730	1018-AI	18G	45 mm (1 3/4")	Verde	conf. da 50
23731	1020-AI	20G	32 mm (1 1/4")	Rosa	conf. da 50
23732	1022-AI	22G	25 mm (1")	Blu	conf. da 50

AGHI CANNULA BD VENFLON™ IV - STERILI

AGHI CANNULA BD VENFLON™

Aghi cannula con connessione Luer-lock collegata all'attacco di controllo del flusso. Appositamente studiati per un accesso periferico venoso del paziente per idratazione, alimentazione, somministrazione di farmaci, trasfusioni e monitoraggio.

Funzione Flashback - Al momento dell'introduzione in vena, il flusso di sangue è visibile tramite il flashback nel raccordo della cannula



23716

Scatola e manuale multilingue



Codice GIMA	Codice BD	CATETERI BD VENFLON™				Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Portata	Colore	
23715	391453	18G	45 mm (1 3/4")	80	Verde	conf. da 50
23716	391452	20G	32 mm (1 1/4")	54	Rosa	conf. da 50
23717	391451	22G	25 mm (1")	31	Blu	conf. da 50

SET INFUSIONE

SET PER INFUSIONE

Comprende: perforatore in ABS con presa d'aria, camera in PVC da 6 cm, tubo in PVC da 150 cm, rotella in ABS, attacco luer lock in ABS senza ago, punto iniezione senza lattice. Sterilizzato all'ossido di etilene.

- 26062 SET INFUSIONE A Y - sacchetto - conf. da 500 (20 sacche da 25)
- 26069 SET INFUSIONE - sacchetto - conf. da 500
- 26064 SET INFUSIONE - blister - conf. da 360 (18 sacche da 20)



26062

VALVOLA SENZA

26059 VALVOLA SENZA AGO - sterile - conf. da 500

Dispositivo a circuito chiuso senza ago per infusione e/o prelievo endovenosi.

Utile per la protezione degli accessi vascolari e di tutti i sistemi di infusione dotati di connettore Luer lock standard maschio.

Questo sistema di protezione chiuso e auto-sigillante consente di iniettare fluidi ed effettuare prelievi eliminando il rischio di punture accidentali agli operatori e riducendo il rischio di contaminazione dei pazienti.

Dispositivo medico Classe I.



26059

Senza lattice
Senza PVC

SET INFUSIONE PER POMPE

26073 SET PER INFUSIONE ARIES - conf. da 150 (6 sacche da 25)

Set per infusione per la somministrazione di soluzioni tramite pompa direttamente nel corpo.

Testato con pompa per infusione Ampall Argus 707 e Optima PT.



AGHI SPINALI BD

Agghi per anestesia spinale BD con punta Quincke; sterili, monouso e privi di lattice.



BD

CE 0318



23707

Codice GIMA	Codice BD	AGO PER ANESTESIA SPINALE BD CON PUNTA QUINCKE - STERILE	Minimo vendita
23705	405248	18G 3.50 IN 1,2x90 mm - rosa	conf. da 25
23707	405253	20G 3.50 IN 0,9x90 mm - giallo	conf. da 25
23709	405256	22G 3.50 IN 0,7x90 mm - nero	conf. da 25
23710	405240	23G 3.50 IN 0,64x90 mm - turchese	conf. da 25
23711	405257	25G 3.50 IN 0,5x90 mm - arancione	conf. da 25

KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VEINOUS



26048

Lunghezza 72,4 cm Peso 1,7 kg



Laerdal
helping save lives

26049

Lunghezza 73,7 cm Peso 1,79 kg

26048 LAERDAL KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VEINOUS MASCHILE

26049 LAERDAL KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VEINOUS FEMMINILE

Riproduzioni di braccia a grandezza naturale con apparato multivenoso concepite per la terapia endovenosa periferica. Il kit comprende: braccio, pelle e vene di ricambio, sangue simulato, sacca per il sangue con connettore e tubi, clamp e gancio, 5 siringhe, lubrificante per manichino, custodia per il trasporto e istruzioni per l'uso.

CONTENITORE TAGLIANTI POCKET

25780 CONTENITORE RIFIUTI TAGLIANTI POCKET 0,4 l - 12,3x6,2xh 16,5 cm - conf. da 20

Contenitore monouso per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza. Dotato del sistema brevettato di doppia apertura, è utilizzabile con una sola mano. La doppia apertura include un lato per smaltire aghi e penne da insulina e un lato con apertura grande per smaltire siringhe intere.



25780

Doppia apertura

Chiusura provvisoria

Chiusura definitiva



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE 25780, 25781

- Forma tascabile
- Forma ergonomica (25780)
- Pratico sistema di apertura
- Rimozione aghi
- Dispositivo rimozione penne da insulina
- Livello riempimento massimo
- Resistenza agli urti
- Resistenza alle perforazioni
- Maniglia robusta
- Possibile aggancio laterale
- Autoclavabile a 134°C per 18'
- Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

CONTENITORE TAGLIANTI DISPO

25781 CONTENITORE RIFIUTI TAGLIANTI DISPO 0,5 l - 8,3x h 15,1 cm - conf. da 187

Contenitore monouso di forma conica, resistente alle perforazioni, per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza. Chiusura provvisoria e definitiva con ampia apertura per lo smaltimento di rifiuti voluminosi, tre tacche per la rimozione di aghi e penne da insulina.



25781



Apertura facilitata del coperchio



Chiusura provvisoria



Chiusura definitiva

VASSOIO CON SCOMPARTI

37725 VASSOIO CON SCOMPARTI 35x24,5xh 4,4 cm - conf. da 24

Vassoio con scomparti adatto per trasportare piccoli contenitori e rifiuti ospedalieri di piccole dimensioni. Il vassoio è adatto per i contenitori PBS 25790-91-92 e per il contenitore CS 25782, vedere pagina 74.



37725
+ 25790

MADE IN ITALY

PRO SPIKE PER AGHI USATI

27149 CONTENITORE PRO SPIKE

27149

Piccolo contenitore monouso in plastica per la raccolta differenziata di rifiuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) nel campo operatorio. Ha un coperchio intelligente con un sistema di chiusura di sicurezza e una clip per essere agganciato a cinture o zaini. Può essere smaltito con i contenuti.



Dimensioni:
90x54x185 mm
Peso: 88 g

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI GIMA

Gamma completa di contenitori per smaltire rifiuti appuntiti o taglienti. Dotati di chiusura provvisoria e definitiva, chiusura ermetica certificata, non rilasciano emissioni nocive durante l'incenerimento. Marchio UN per il trasporto di materiali pericolosi.

- pratico sistema di apertura

- chiusura provvisoria e definitiva
- rimozione aghi
- dispositivo di rimozione penne da insulina
- livello riempimento massimo
- resistenza agli urti
- resistenza alle perforazioni
- facilità di utilizzo

- facilità di montaggio
- eccellente stabilità
- forma quadrata o rotonda
- maniglia robusta per facilitare il trasporto
- etichetta personalizzabile per grandi quantitativi
- autoclavabili a 134°C per 18'
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento



Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA CS	Minimo vendita	Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA PBS	Minimo vendita
25782	CS 2 l - 14,8x14,8xh 19,5 cm	conf. da 60	25790	PBS 0,6 l - Ø 10xh 14,5 cm	conf. da 100
25783	CS 3 l - 16,7x16,7xh 23,2 cm	conf. da 50	25791	PBS 1,5 l - Ø 14xh 16,5 cm	conf. da 100
25784	CS 4 l - 16,7x16,7xh 28,2 cm	conf. da 40	25792	PBS 2 l - Ø 14xh 21 cm	conf. da 75
25785	CS 5 l - 21x21xh 20 cm	conf. da 30	25793	PBS 5 l - Ø 21,4xh 19,5 cm	conf. da 55
CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA CS PLUS			25796	PBS 6 l - Ø 21,4xh 24 cm	conf. da 55
25787	CS Plus 10 l - 22x22xh 32,5 cm	conf. da 33	25794	PBS 7 l - Ø 25xh 19,5 cm	conf. da 40
25788	CS Plus 22 l - 37,5x27,2xh 34,5 cm	conf. da 10	25795	PBS 12 l - Ø 25xh 31,3 cm	conf. da 25
27599	Sistema di fissaggio* - orizzontale o verticale		VASSOI PER CONTENITORI		
Da parete o per carrello			37725	Vassoio a scomparti 32x24,5xh 4,4 cm	conf. da 24

CERTIFICATIONS



37725 + 25790

CONTENITORI RIFIUTI - 30-50-60 L

CONTENITORI RIFIUTI - 3 misure
 Contenitori per smaltire rifiuti ospedalieri speciali, in 3 misure, con 2 coperchi diversi.

- estremamente solidi, resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature
- chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio (singolo o doppio)
- maniglie laterali e centrali testate per il doppio della portata massima
- impilabilità fino a un massimo di 3 m a pieno carico
- conformità: ISO 23907-1:2019



MADE IN ITALY

Codice GIMA	Capacità	Coperchio	Portata max kg	Misura
25774	Contenitore 30 l	singolo	15	40x30xh 39 cm
25775	Contenitore 30 l	doppio	15	40x30xh 39 cm
25776	Contenitore 50 l	singolo	20	40x30xh 56 cm
25777	Contenitore 50 l	doppio	20	40x30xh 56 cm
25778	Contenitore 60 l	singolo	25	40x30xh 65 cm
25779	Contenitore 60 l	doppio	25	40x30xh 65 cm



Coperchio singolo con collante

Coperchio doppio con collante

CONTENITORI FINO A 72 CM

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LUNGI
 Contenitori monouso per eliminare oggetti lunghi fino a 72 cm, come pinze per biopsia e lame. Grande apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti, chiusura provvisoria e definitiva, impugnatura ergonomica. Autoclavabili a 134°C per 18'.



MADE IN ITALY



25799 Tubo non incluso

Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI
25797	Magnum L 6,3 l - 17,2x12xh 61,7 cm
25798	Magnum XL 8,3 l - 17,2x12xh 84,5 cm
25799	Sistema di fissaggio* - orizz. o vert.

*Da parete o per carrello

RILEVATORE VENE PORTATILE VEINSPY™

• 23450 RILEVATORE VENE PORTATILE VEINSPY™

VeinSpy™ è un dispositivo portatile per facilitare la visualizzazione delle vene nei pazienti adulti, pediatrici, geriatrici, obesi e di carnagione scura con accesso venoso difficoltoso. Si basa sulla tecnologia dell'illuminazione trasversale: i fasci luminosi provenienti da un array circolare di LED penetrano nella pelle e fungono da fonte luminosa per ottenere un'illuminazione profonda dei tessuti sottocutanei. Le vene nell'area illuminata assorbono la luce e risaltano come linee scure. Il dispositivo **VeinSpy™** è costituito da due serie di LED colorati: una serie emette luce arancione ottimale per le vene superficiali, un'altra serie emette luce rossa per trovare le vene più profonde.

Vantaggi di VeinSpy™:

- riduce le punture multiple di ago e facilita la scelta del punto di inserimento dell'ago
- nessun ritardo nel trattamento a causa dell'accesso venoso difficoltoso
- riduce il dolore del paziente dovuto all'inserimento dell'ago
- aumenta il comfort del paziente, evita gli ematomi

• 23451 GUAINE IGIENICHE PER 23450 - monouso - conf. da 50

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero di LED:	22 arancioni, 8 rossi
Apertura funzionale:	17 mm
Diametro di visualizzazione:	33 mm
Batteria ricaricabile:	ioni di litio, 3,7V, 1150mAh
Caricabatteria:	ingresso 110-240 V CA, uscita 5V CC 750mA
Backup batteria:	un'ora e mezza di uso continuo
Dimensioni - peso:	125x65x22,7 mm - 90 g



Come usare VeinSpy™

- 1- Pulire l'area della cute del paziente con un batuffolo imbevuto di alcol
- 2- Inserire VeinSpy™ nella guaina monouso e accendere l'apparecchio
- 3- Muovere VeinSpy™ trasversalmente e in avanti per ottenere una visualizzazione chiara della vena specifica

23450



Guaina di plastica



- 4- Dopo aver visualizzato la vena, muovere il dispositivo in modo tale che l'ago possa essere inserito facilmente

- 5- Premere delicatamente VeinSpy™ sulla vena, inserire l'ago nella vena attraverso l'estremità aperta di VeinSpy™

DOTAZIONE STANDARD

Batteria ricaricabile	Caricabatteria
50 guaine di plastica monouso	Manuale utente multilingue: GB FR, IT, PT, ES

RILEVATORI VENE PROFESSIONALI

• 23456 RILEVATORE VENE PROFESSIONALE QV-500

23454 RILEVATORE VENE PROFESSIONALE QV-600 con display
Rilevatori vene portatili che proiettano l'immagine dei vasi sanguigni sulla superficie cutanea, con precisione e rapidità. Forma ergonomica, tecnologia a infrarossi avanzata per ottenere in tempo reale immagini digitali accurate delle vene sulla cute del paziente. Consentono a dottori e infermieri di trovare facilmente le vene di pazienti obesi, sottoposti a chemioterapia, con folta peluria, pelle scura, varici, vasi sanguigni sottili o ostruzione vascolare. Dispongono di 7 (23456) o 12 (23454) colori diversi in base a età, forma del corpo, tonalità cromatica della pelle e ambiente di lavoro. Indicati per adulti, bambini e neonati. Consentono di osservare lo spessore vascolare, la lunghezza, la curva e la ramificazione per determinare il punto ideale in cui effettuare la puntura per evitare dolore. Disponibili anche il supporto da tavolo e il carrello mobile.

Caratteristiche supplementari di QV-600

- display con lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, DE, PL, RU)
- possibilità di fotografare e memorizzare fino a 6.000 immagini per tracciare e analizzare le patologie.

- 23457 SUPPORTO DA TAVOLO per 23454 e 23456
- 23458 SUPPORTO MOBILE per 23454 e 23456

DOTAZIONE STANDARD

Borsa di alluminio per il trasporto
Scheda di calibrazione
Cavo di ricarica
Adattatore
Manuale utente GB, FR, IT, ES

Fori di ventilazione

23456



Vano batterie removibile

Pannello di controllo

Mini proiettore

DISPLAY+
MEMORIA IMMAGINI+
12 COLORI

7 (23456) o 12 (23454) colori diversi per adattarsi meglio alla cute e alle condizioni di lavoro



23454

CARATTERISTICHE TECNICHE


	23456	23454
Luce:	-	innocua a infrarossi
Onda infrarossi:	-	760-940 nm
Display:	-	2,4"
Immagine:	-	3D pseudo-colore, algoritmo IA
Luminosità regolabile:	5 livelli	6 livelli
Distanza rilevamento:	-	15-25 cm ± 0,3 mm
Profondità rilevamento:	0-8 mm	0-10 mm
Rumorosità:	≤20 dB	≤30 dB
Batteria al litio ricaricabile:	3400mAh	4800mAh
Alimentazione:	5V 2.0A, 100V-240V	50/60Hz
Dimensione - peso	20x6,2xh 5,5 cm - 280 g	24x6xh 6,5 cm - 450 g

LACCI EMOSTATICI MILITARI

• 25526 LACCIO EMOSTATICO MILITARE - arancione

• 25527 LACCIO EMOSTATICO MILITARE - nero

Utilizzato principalmente per fermare emorragie massicce degli arti sul campo o in condizioni di emergenza pre-ospedaliera. Monouso, facile da usare, applicabile con una mano dal paziente stesso o da un primo soccorritore. Migliora l'efficienza dell'emostasi. Consente la regolazione rapida e semplice della pressione. Adatto per arti superiori e inferiori. In tessuto sintetico con fibbia in materiale termoplastico e argano sicuro. Dimensioni: 95x4 cm. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.




25526



25527

25526

LACCI EMOSTATICI IN LATTICE, GOMMA E PRIVI DI LATTICE



LACCI EMOSTATICI GIMA

Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico.

Lattice: per uso manuale, Ø 5 mm

Velcro: per una facile chiusura

Velcro con fibbia a "D": laccio emostatico in nylon applicabile con una sola mano, anche dallo stesso paziente, tramite fibbia a "D" in plastica

Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo

Scatola multilingue (tranne 25733): GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.



Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Largh. cm	Sistema di bloccaggio	Origine
25733	Laccio Tubolare - conf. da 200 pz.	Lattice	Giallo	33	-	Manuale	Europa
25721	Laccio emostatico GIMA	Laccio gomma, rivestim. terilene	Giallo	40	2,5	Velcro	Asia
25725	Laccio emostatico STRIP - velcro	Velcro	Verde	45	2,5	Velcro+anello: uso con una mano	Asia
25727	Laccio emostatico Fast	Laccio gomma, rivestim. terilene	Rosso	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
25728	Laccio emostatico Fast	Laccio gomma, rivestim. terilene	Verde	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
25726	Laccio emostatico Fast	Laccio spandex, rivestim. terilene	Blu	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
37500	Laccio emostatico Fast - margherite	Laccio gomma, rivestim. terilene	[Floral]	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
37501	Laccio emostatico Fast - pace	Laccio gomma, rivestim. terilene	[Colorful]	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
37502	Laccio emostatico Fast - spazio	Laccio gomma, rivestim. terilene	[Space]	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia


LACCI EMOSTATICI JETPULL 2 CON RILASCIO GRADUALE



JETPULL 2 CON RILASCIO GRADUALE

Facile da usare, manovrabilità con una sola mano. Il sofisticato sistema a due bottoni consente un'apertura facile del sistema di chiusura con due opzioni: a rilascio istantaneo o graduale, anche sotto tensione. Il sistema di chiusura è realizzato in plastica medica di alta qualità (senza PVC). Nastro speciale che evita irritazioni alla pelle. Lavabile a 60/90°C e autoclavabile.

Sistema Jetpull



Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Largh. cm	Sistema di bloccaggio	Origine
25722	JETPULL 2	Poliestere/gomma	Blu	56	2,4	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania
25723	JETPULL 2 - latex free	Poliestere/elastan	Verde	56	2,4	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania
25724	JETPULL BABY	Poliestere/gomma	Disegni bambino	56	2,4	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania

LACCIO EMOSTATICO A NASTRO

• 37515 LACCIO EMOSTATICO A NASTRO - monouso - conf. da 25

Laccio emostatico a nastro, monouso, fabbricato in TPE con superficie punteggiata. Ogni confezione contiene 25 lacci pre-tagliati 45x2,5 cm spessi 0,636 mm.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RU, GR, EE, SE, HU, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.



LACCI EMOSTATICI PRETAGLIATI

• 37510 LACCIO EMOSTATICO PRETAGLIATO 45x2,5 cm - blu - conf. da 250

• 37511 LACCIO EMOSTATICO PRETAGLIATO 45x2,5 cm - arancione - conf. da 250
Lacci emostatici a nastro monouso, in TPE con superficie liscia. Spessore 0,636 mm. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, PL, NL, GR, EE, SE, HU, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

